



VERIFY™ Process Indicator for Reliance™ EPS Endoscope Processing System

SICHERHEITSDATENBLATT

Version: 1.0

1. Identifikation der Substanz und Firma

VERIFY™ Process Indicator for Reliance™ EPS Endoscope Processing System

Artikel-Nr. PCC029

SDS-Nr. S206DE

Erstellt von: M. Ebers

asksteris_msds@steris.com

Erstellungsdatum: 05/22/2007

NFPA 704 GEFAHRENDATEN:

GESUNDHEIT: KD

FEUER: KD

REAKTIVITÄT: KD

Revisionsdatum: 02/12/2018

Geprüft am: NA

STERIS Corporation, P.O. Box 147, St. Louis, Mo 63166, USA
Notruf-Telefon-Nr. 1-314-535-1395 (STERIS); 1-800-424-9300 (CHEMTREC)
Für Information: 1-800-548-4873 (Kundendienst-Sanitärprodukte)

STERIS Ireland Limited, IDA Business and Technology Park, Tullamore
County Offaly, R35 X865, Ireland.

Notfall Telefonnummer: +44 (0) 1895 622 639

Produkt / Technische Information Telefon Nr.: +44 (0) 116 276 8636

PRODUCT NAME:	PRODUCT NUMBER:
VERIFY™ Process Indicator for Reliance™ EPS	PCC029
VERSAND INFORMATION	Keine Beschränkung

Diese Produkte sind NICHT gefährlich gemäß dem OSHA Hazard Communication Standard, 29 CFR 1910.1200.

Bei versehentlicher Exposition die folgenden Vorsichtsmaßnahmen ergreifen:

AUGEN: Die Augen sofort mit reichlich Wasser 15 Minuten lang ausspülen. Einen Arzt aufsuchen, wenn sich Reizung entwickelt.

HAUT: Sofort mit Seife und Wasser abwaschen. Einen Arzt aufsuchen, wenn sich Reizung entwickelt.

EINNAHME: Wasser zu trinken geben und Arzt konsultieren.

EINATMUNG: Patienten an die frische Luft bringen. Einen Arzt aufsuchen, wenn Atembeschwerden auftreten.

Handhabung und Entsorgung der chemischen Teststreifen:

Vorsichtsmaßnahmen bei Handhabung und Lagerung: Behälter fest verschlossen halten. Bei 6 °C (43 °F) bis 30 °C (86 °F) und 30-80 % relativer Feuchtigkeit lagern.

Abfallentsorgung: Entsorgung von gebrauchten/verfallenen Teststreifen und Kunststoffflaschen in Abfallbehältern gemäß staatlichen, regionalen und örtlichen Vorschriften.

Die Informationen auf diesem Blatt ist keine Spezifikation und nicht bestimmte Eigenschaften zu garantieren. Die Informationen sollen allgemeine Kenntnisse, um die Gesundheit und Sicherheit auf der Grundlage unserer Kenntnis der Handhabung, Lagerung und Verwendung des Produktes liefern. Es ist nicht anwendbar auf ungewöhnliche oder Nicht-Standard-Anwendungen von dem Produkt oder, wo der Unterricht oder Empfehlungen nicht befolgt werden.