

1. Identificação da Substância/Preparado e Fabricante

VERIFY™ Process Indicator for Reliance™ EPS Endoscope Processing System

Produto Nº. PCC029
SDS Nº. S206PT

NFPA 704 CLASSIFICAÇÃO DE PERIGO:

SAÚDE: ND

INCÊNDIO: ND

REACTIVIDADE: ND

Preparado por: M. Ebers
asksteris_msds@steris.com

Data em que foi criado: 05/22/2007

Data da alteração: 02/12/2018

Data da revisão: NA

STERIS Corporation, P.O. Box 147, St. Louis, Mo 63166, EAU
Nº. de telefone para emergências: 1-314-535-1395 (STERIS); 1-800-424-9300 (CHEMTREC)
Número de telefone do serviço de informação: 1-800-548-4873 (Serviço de apoio ao cliente – Produtos para cuidados de saúde)

STERIS Ireland Limited, IDA Business and Technology Park, Tullamore
County Offaly, R35 X865, Ireland.

Telefone de emergência: +44 (0) 1895 622 639

Produto / Telefone Informação Técnica n.º: +44 (0) 116 276 8636

PRODUCT NAME:	PRODUCT NUMBER:
VERIFY™ Process Indicator for Reliance™ EPS	PCC029
INFORMAÇÕES DE EXPEDIÇÃO	Sem restrições

Estes produtos NÃO são produtos perigosos segundo a OSHA Hazard Communication Standard [Norma de Comunicação de Perigos da OSHA], 29 CFR 1910,1200.

Em caso de exposição acidental, tomar as seguintes medidas de precaução:

OLHOS: Enxaguar imediatamente os olhos: com muita água, durante 15 minutos. Consultar um médico se a irritação persistir.

PELE: Lavar imediatamente com água e sabão. Consultar um médico caso se desenvolva irritação.

INGESTÃO: Dar de beber água e consultar um médico.

INALAÇÃO: Remover a vítima da zona contaminada. Consultar um médico em caso de qualquer dificuldade respiratória.

Manuseamento e eliminação das tiras de controlo químico:

Manuseamento e Armazenamento Precauções: Manter a tampa bem fechada. Armazenar entre 6° C (43° F) e 30° C (86° F) e 30 a 80% de humidade relativa.

Métodos de eliminação de resíduos: Eliminar as tiras-teste usadas e com validade expirada e os frascos de plástico nos recipientes para resíduos, em conformidade com as normas federais, estaduais e locais.

A informação desta folha não é uma especificação e não garante propriedades específicas. A informação destina-se a proporcionar o conhecimento geral para saúde e segurança com base em nosso conhecimento sobre o manuseio, armazenamento e uso do produto. Não é aplicável a inusuais ou não-padrão do produto ou em que a instrução ou recomendações não são seguidas.