



VERIFY™ V24 and V24I Self-Contained Biological Indicators and Challenge Packs

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ

Version: 1.0

1. Identyfikacja substancji i producenta

VERIFY™ V24 and V24I Self-Contained Biological Indicators and Challenge Packs

Produkt nr: LCB020, LCB022, LCB005 i LCB024

Nr SDS S284PL

Autor: M. Ebers

asksteris_msds@steris.com

Data utworzenia: 05/21/2009

Data korekty: 01/29/2018

KLASA ZAGROŻENIA WG NFPA 704:

ZDROWIE: 0

PALNOŚĆ: 0

REAKTYWNOŚĆ: 0

Data weryfikacji: nd.

STERIS Corporation, P.O. Box 147, St. Louis, MO 63166, USA

Kontakt w sytuacji awaryjnej: 1 314 535 1395 (STERIS); 1 800 424 9300 (CHEMTREC)

Informacje o produkcie: 1 800 548 4873 (Dział obsługi klienta — Produkty medyczne)

STERIS Ireland Limited, IDA Business and Technology Park, Tullamore
County Offaly, R35 X865, Ireland.

Kontakt w sytuacji awaryjnej: +44 (0) 1895 622 639

Informacje techniczne oraz informacje o produkcie: +44 (0) 116 276 8636

Numer telefonu pogotowia
Numer telefonu alarmowego

: +44 (0) 1895 622 639
Biuro Informacji Toksykologicznej w Warszawie
Telefon: +48 22 619 08 97

Produkty wymienione w niniejszym dokumencie NIE są produktami niebezpiecznymi w rozumieniu normy OSHA (U.S. Occupational Safety and Health Administration — Agencja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Ministerstwa Pracy USA) dotyczącej informowania o niebezpieczeństwie (29 CFR 1910.1200). Zestaw do monitorowania biologicznego wykorzystuje przetrwalniki bakterii *Geobacillus stearothermophilus*, ATCC 7953.

VERIFY™ V24 and V24I Self-Contained Biological Indicators (SCBIs) są produktami wyprodukowanymi bez użycia lateksu ani suchej substancji kauczukowej.

PIERWSZA POMOC:

OCZY: Należy natychmiast przepłukać oczy dużą ilością wody. Płukanie powinno trwać 15 minut. W przypadku utrzymywania się podrażnienia zasięgnąć porady lekarza.

SKÓRA: Natychmiast umyć skórę wodą i mydłem. W przypadku nasilenia podrażnienia skontaktować się z lekarzem.

POŁKNIECIE: Podać wodę do picia i zasięgnąć porady lekarza.

KONTAKT WZIEWNY: Wyprowadzić osobę poszkodowaną na świeże powietrze. W przypadku trudności z oddychaniem zasięgnąć porady lekarza.

BIOLOGICZNE POSTĘPOWANIE WSKAŹNIK I USUWANIE:

Środki ostrożności związane z postępowaniem z produktem i jego przechowywaniem: 21–25°C, 40–60% wilgotności względnej; przechowywać z dala od środków sterylizujących; nie wystawiać na działanie wysokich temperatur.

Sposoby utylizacji odpadów: Autonomiczne wskaźniki biologiczne wskazujące wzrost oraz przeterminowane indykatory: przed wyrzuceniem traktować jako niepatogeniczne odpady mikrobiologiczne, tj. sterylizować w autoklawie parowym w temperaturze wynoszącej 121°C przez minimum 30 minut, spalić bądź zastosować inne odpowiednie środki. Autonomiczne wskaźniki biologiczne niewskazujące wzrostu można wyrzucać do zwykłego pojemnika na odpady.



STERIS®

VERIFY™ V24 and V24I Self-Contained Biological Indicators and Challenge Packs

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ

Version: 1.0

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEWOZU: Brak ograniczeń.

Informacje w tym arkuszu nie jest specyfikacją i nie gwarantuje specyficznych właściwości. Informacje te są przeznaczone na zapewnienie ogólnej wiedzy w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w oparciu o naszą wiedzę na temat obchodzenia się, przechowywania i stosowania produktu. Nie ma zastosowania do nietypowych lub niestandardowych zastosowań produktu lub jeśli instrukcje lub zalecenia nie są przestrzegane.