



STERIS®

VERIFY™ V24 and V24I Self-Contained Biological Indicators and Challenge Packs

Scheda di sicurezza

Version: 1.0

1. Identificazione della sostanza e della società

VERIFY™ V24 and V24I Self-Contained Biological Indicators and Challenge Packs

Prodotto n. LCB020, LCB022, LCB005, e LCB024

SDS n. S284IT

Preparato da: M. Ebers

asksteris_msds@steris.com

Data di creazione: 05/21/2009

Data di revisione: 01/29/2018

Data di valutazione: Non pert.

INDICE DI PERICOLOSITÀ
NFPA 704:

SALUTE: 0

INFIAMMABILITÀ: 0

REATTIVITÀ: 0

STERIS Corporation, P.O. Box 147, St. Louis, Mo 63166, U.S.A.

Tel. emergenze: +1 314 535 1395 (STERIS); numero verde U.S.A. +1 800 424 9300

(CHEMTREC)

Tel. informazioni: numero verde U.S.A. +1 800 548 4873 (Assistenza clienti – Prodotti per la salute)

STERIS Ireland Limited, IDA Business and Technology Park, Tullamore
County Offaly, R35 X865, Ireland.

Emergenza N. di telefono: +44 (0) 1895 622 639

Prodotto / Phone Informazioni Tecniche No: +44 (0) 116 276 8636

Questo prodotto NON è pericoloso secondo la norma statunitense OSHA Hazard Communication Standard (Standard per la comunicazione dei pericoli OSHA [U.S. Occupational Safety and Health Administration – Ente statunitense per la sicurezza e la salute sul lavoro]), 29 CFR 1910.1200. Il kit di monitoraggio biologico si serve di spore di *Geobacillus stearothermophilus*, ATCC 7953.

Gli VERIFY™ V24 and V24I Self-Contained Biological Indicators (SCBIs) sono prodotti privi di lattice e di gomma secca naturale.

MISURE DI PRONTO SOCCORSO

OCCHI: Sciacquare immediatamente gli occhi con abbondante acqua per 15 minuti. Se l'irritazione persiste, rivolgersi a un medico.

PELLE: Lavare immediatamente con acqua e sapone. Se si manifesta irritazione, rivolgersi a un medico.

INGESTIONE: Bere acqua e rivolgersi a un medico.

INALAZIONE: Portare l'infortunato all'aria aperta. In caso di difficoltà respiratorie di qualsiasi tipo, rivolgersi a un medico.

INDICATORE BIOLOGICO MANIPOLAZIONE E SMALTIMENTO:

Misure di sicurezza per la manipolazione e l'immagazzinaggio: 21-25 °C, 40-60% di umidità relativa lontano da agenti sterilizzanti; non esporre a calore eccessivo.

Metodi di smaltimento dei rifiuti: Gli indicatori biologici autocontenuti con evidenza di crescita e scaduti devono essere trattati prima dello smaltimento secondo le procedure per i rifiuti microbiologici standard, specie non patogene (ad esempio, trattamento a vapore in autoclave a 121 °C per un minimo di 30 minuti); sottoporre a incenerimento o ad altro metodo consono. Gli indicatori che non evidenziano crescita possono essere gettati come rifiuto standard.

INFORMAZIONI PER LA SPEDIZIONE: Nessuna limitazione.

Le informazioni contenute in questa scheda non è una specifica e non garantisce proprietà specifiche. L'informazione è destinato a fornire una conoscenza generale per la salute e la sicurezza basate sulla nostra conoscenza del trattamento, stoccaggio e uso del prodotto. Non è applicabile ad usi insoliti o non standard del prodotto o se l'istruzione o le raccomandazioni non vengono seguite.