



VERIFY™ V24 and V24I Self-Contained Biological Indicators and Challenge Packs

BIZTONSÁGI ADATLAP

Version: 1.0

1. Az anyag és a vállalat azonosítása

VERIFY™ V24 and V24I Self-Contained Biological Indicators and Challenge Packs

Termékszám: LCB020, LCB022, LCB005 és LCB024

SDS szám: S284HU

Készítette: M. Ebers

asksteris_mds@steris.com

Létrehozás dátuma: 05/21/2009

Átdolgozás dátuma: 01/29/2018

NFPA 704 SZERINTI
VESZÉLYESSÉGI BESOROLÁS:

EGÉSZSÉG: 0

GYÚLÉKONYSÁG: 0

REAKCIÓKÉPESSÉG: 0

Felülvizsgálat dátuma: n.é.

STERIS Corporation, P.O. Box 147, St. Louis, Mo 63166, US

Sürgősségi telefonszám: +1-314-535-1395 (STERIS); +1-800-424-9300 (CHEMTREC)

Információs telefonszám: +1-800-548-4873 (ügyfélszolgálat – egészségügyi termékek)

STERIS Ireland Limited, IDA Business and Technology Park, Tullamore

County Offaly, R35 X865, Ireland.

Sürgősségi telefonszám: +44 (0) 1895 622 639

Termékkel / műszaki információkkal kapcsolatos telefonszám: +44 (0) 116 276 8636

Ez a termék az OSHA veszélyközlési szabvány (29 CFR 1910.1200) értelmében NEM minősül veszélyes terméknek. A biológiai monitorozó készlet a *Geobacillus stearothermophilus* (ATCC 7953) spóráit használja.

VERIFY™ V24 and V24I Self-Contained Biological Indicator and Challenge Packs(SCBI-k) nem tartalmaznak latexet vagy természetes szárazgumi-származékokat.

ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK:

SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Azonnal öblítse ki bő vízzel 15 percen keresztül. Ha az irritáció nem múlik el, forduljon orvoshoz.

BŐRRE KERÜLÉS ESETÉN: Azonnal mossa le szappanos vízzel. Ha irritáció alakul ki, forduljon orvoshoz.

LENYELÉS ESETÉN: Itasson vizet az érintett személlyel, és forduljon orvoshoz.

BELÉGZÉS ESETÉN: Vigye az érintett személyt friss levegőre. Bármilyen légzési nehézség esetén forduljon orvoshoz.

A BIOLÓGIAI INDIKÁTOR KEZELÉSE ÉS ÁRTALMATLANÍTÁSA:

Kezelési és tárolási óvintézkedések: 21–25 °C-on, 40–60%-os relatív páratartalmú helyen, sterilizációs szerektől távol tartandó; ne tegye ki túlzott hőhatásnak.

Hulladékkezelési módszerek: Növekedést mutató SCBI-k vagy lejárt szavatosságú indikátorok: kidobásuk előtt kezelje őket a nem patogén standard mikrobiológiai hulladékok esetében megfelelő eljárással, például legalább 30 percig tartó, 121 °C-os gőz-autoklávozással; égesse el őket vagy használjon más alkalmas módszert. A növekedést nem mutató SCBI-k normál hulladékként semmisíthetők meg.

SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓ: Nincs korlátozás.

Az adatlapon közölt információ nem részletes leírás, és nem garantálja különleges tulajdonságot. Az adatgyűjtés célja, hogy általános ismereteket, hogy az egészség és a biztonság ismereteink alapján, a kezelés, a tárolás és a termék használatát. Ez nem vonatkozik a szokatlan vagy nem szabványos felhasználásra a termék, vagy ahol utasítás vagy ajánlás nem követik.