



STERIS®

# VERIFY™ V24 and V24I Self-Contained Biological Indicators and Challenge Packs

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Version: 1.0

## 1. Aineen/valmisteen ja valmistajan tunnistetiedot

### VERIFY™ V24 and V24I Self-Contained Biological Indicators and Challenge Packs

Tuotenumero LCB020, LCB022, LCB005 ja LCB024  
SDS numero S284FI

NFPA 704 -LUOKITUS:

TERVEYS: 0  
TULENARKUUS: 0  
REAKTIIVISUUS: 0

Laatija: M. Ebers

[asksteris\\_msd@steris.com](mailto:asksteris_msd@steris.com)

Laatimispäivä: 05/21/2009

Tarkistuspäivä: 01/29/2018

Tarkastelupäivä: ES

STERIS Corporation, P.O. Box 147, St. Louis, Mo 63166, USA  
Hätäpuhelinnumero: +1 314 535 1395 (STERIS); +1 800 424 9300 (CHEMTREC)  
Tuotetietojen puhelinnumero: +1 800 548 4873 (Asiakaspalvelu – terveydenhoitotuotteet)

STERIS Ireland Limited, IDA Business and Technology Park, Tullamore  
County Offaly, R35 X865, Ireland.

Hätäpuhelinnumero: +44 (0) 1895 622 639

Tuote- ja teknisten tietojen puhelinnumero: +44 (0) 116 276 8636

Tämä tuote EI ole vaarallinen tuote OSHAn (U.S. Occupational Safety and Health Administration; Yhdysvaltain työsuojeluviranomainen) standardin OSHA Hazard Communication Standard 29 CFR 1910.1200 (Työsuojelun vaarailmoituksia koskeva standardi) mukaisesti. Biological Monitoring Kit käyttää *Geobacillus stearothermophilus* -itiöitä, ATCC 7953.

VERIFY™ V24 and V24I Self-Contained Biological Indicators (SCBis)-indikaattorit eivät sisällä lateksia eivätkä kuivaa luonnonkumia.

#### **ENSIAPUTOIMENPITEET:**

**SILMÄT:** Huuhtelee silmät välittömästi runsaalla vedellä ja jatka huuhtelua 15 minuutin ajan. Hakeuduttava lääkäriin, jos ärsytys jatkuu.

**IHO:** Pese iho välittömästi saippualla ja vedellä. Hakeuduttava lääkäriin, jos ihoärsytystä esiintyy.

**TUOTTEEN NIELEMINEN:** Anna vettä juotavaksi. Hakeuduttava lääkärin hoitoon.

**TUOTTEEN HENGITTÄMINEN:** Siirrä altistunut henkilö raikkaaseen ilmaan. Jos hengitysvaikeuksia esiintyy, hakeuduttava lääkäriin.

#### **Biologista indikaattoria KÄSITTELY JA HÄVITTÄMINEN:**

**Käsittelyä ja säilyttämistä koskevat varoimet:** 21–25 °C, 40–60 %:n suhteellinen kosteus erillään sterilointiaineista; ei saa altistaa liialliselle lämmölle.

**Jätteiden hävittäminen:** Kasvua osoittavat ja vanhentuneet itsenäiset indikaattorit: käsittele ennen hävittämistä kuten normaalia, ei-patogeenisiä mikrobeja sisältävää mikrobiologista jätettä, esimerkiksi höyryautoklaavissa 121 °C:ssa vähintään 30 minuuttia, polttamalla tai muulla asianmukaisella tavalla. Kasvua osoittamattomat itsenäiset indikaattorit voidaan hävittää sekajätteen joukossa.

**KULJETUSTIEDOT:** Ei rajoituksia.

Tällä levy ei ole toiveiden ja ei takaa tiettyjä ominaisuuksia. Tietojen on tarkoitus tuottaa yleistä tietoa kuten terveyteen ja turvallisuuteen perustuvat tietomme käsittely, varastointi ja tuotteen käytön. Sitä ei sovelleta epätavallisen tai ei-standardin käytön vuoksi tai jos opetus tai suosituksia ei noudateta.