

1. 製品及び会社情報

VERIFY™ VH2O2 Indicator Tape

製品番号は下のリスト参照

SDS 番号 S298JP

作成者 : M. Ebers

asksteris_msds@steris.com

作成日 : 09/27/2016

改訂日 : 02/02/2018

NFPA 704 危険性分類 :

健康有害性 : 0

燃焼性 : 0

反応性 : 0

再考日 : NA

STERIS Corporation, P.O. Box 147, St. Louis, Mo 63166, US

緊急時電話番号 : 1-314-535-1395 (STERIS) 、 1-800-424-9300 (CHEMTREC)

問い合わせ電話番号 : 1-800-548-4873 (お客様サービス – ヘルスケア製品)

STERIS Ireland Limited, IDA Business and Technology Park, Tullamore

County Offaly, R35 X865, Ireland.

緊急時電話番号 : +44 (0) 1895 622 639

製品/技術情報に関する問い合わせ電話番号 : +44 (0) 116 276 8636

| | |
|---|--------|
| 製品名 : | 製品番号 : |
| VERIFY™ VH2O2 Indicator Tape | PCC070 |
| VERIFY™ VH2O2 Indicator Tape - 1 箱あたり 6 ロール | PCC071 |
| 発送情報 : | 制限なし |

OSHA Hazard Communication Standard (OSHA (U.S. Occupational Safety and Health Administration - 米国労働安全衛生局) 危険有害性周知基準) 29 CFR 1910.1200 により、本製品は有害ではありません。

ここに記載されているインジケータ製品は、メラミン、鉛およびその他の重金属がない場所で製造されています。

ここに記載されているインジケータ製品には、動物に由来する成分は含まれていません。

ここに記載されているインジケータ製品には、天然ゴムのラテックスは含まれていません。

インジケータテープの取り扱いおよび廃棄 :

取り扱いおよび保管上の注意 : 箱はしっかり閉じてください。16°C~24°C、相対湿度 30~60% で保管してください。

廃棄物処理方法 : 使用済み/期限切れのインジケータと包装は、国、都道府県、市区町村の規制に従ってゴミ箱に廃棄してください。

本 MSDS の情報は仕様ではなく、特定の性質を示すものではない。ここでの情報は、本製品の取り扱い、管理、使用についての当社の知識に基づいた、健康と安全性に関する一般的な情報の提供を目的としている。本製品を通常とは異なる方法で使用または標準に従わずに使用したり、指示や推奨事項が守られない場合、本情報は適用されない。