



VERIFY™ V24 and V24I Self-Contained Biological Indicators and Challenge Packs

安全数据表

Version: 1.0

1. 物质与公司标识

VERIFY™ V24 and V24I Self-Contained Biological Indicators and Challenge Packs

产品编号 LCB020、LCB022、LCB005 和 LCB024

SDS 编号 S284CN

起草者: M. Ebers

asksteris_msd@steris.com

制订日期: 05/21/2009

修订日期: 02/05/2018

NFPA 704 危害等级:

健康: 0

火灾: 0

反应性: 0

审核日期: 无

STERIS Corporation, P.O.Box 147, St. Louis, Mo 63166, US

紧急求助电话: 1-314-535-1395 (STERIS); 1-800-424-9300 (CHEMTREC US);

1-703-741-5970 (CHEMTREC International)

咨询电话: 1-800-548-4873 (客户服务 — 卫生保健产品)

STERIS Ireland Limited, IDA Business and Technology Park, Tullamore

County Offaly, R35 X865, Ireland.

紧急求助电话: +44 (0) 1895 622 639

产品/技术咨询电话: +44 (0) 116 276 8636

按照 OSHA 危险识别标准 29 CFR 1910.1200, 这些产品**不是**危险产品。生物监测套件利用嗜热脂肪土芽孢杆菌 (*Geobacillus stearothermophilus*, ATCC 7953) 的芽孢。

VERIFY™ V24 and V24I Self-Contained Biological Indicator and Challenge Packs (SCBI) 不含乳胶和天然干橡胶制品。

急救措施:

眼睛: 立即用大量清水冲洗眼睛 15 分钟。如果刺激症状仍然存在, 则请就医。

皮肤: 立即使用肥皂和水清洗。如果出现刺激症状, 则请就医。

误食: 饮水并就医。

吸入: 移至空气清新处。如有任何呼吸困难, 则请就医。

生物指示剂处理和处置:

处理和储存注意事项: 21-25°C, 40-60% 相对湿度, 远离灭菌剂; 切勿暴露于过高温下。

废物处置方法: 显示生长的 SCBI 和过期指示剂: 在丢弃之前, 采用适于标准微生物废物、非致病物种的方法处理, 例如在 121°C 下蒸汽高压灭菌不少于 30 分钟; 焚化或使用其他合适的方法。显示无生长的 SCBI 可作为标准废物丢弃。

运输信息: 没有限制。

在這個表中的信息不規範, 不保證特定的屬性。該信息旨在提供一般知識, 以基於我們的處理, 儲存和使用的產品的知識的健康和安全。它並不適用於產品或其中的指令或建議不採取不尋常的或非標準的用途