

1. Identificazione della sostanza e della società
SporDEX® Single-Species Spore Strips and Discs
N. prodotto
N. MSDS S106IT

Redatto da: M. Ebers

asksteris_msds@steris.com
Data creazione: 12/01/2001 Data della revisione: 02/08/2018 Data della revisione: N/A

STERIS Corporation, P. O. Box 147, St. Louis, MO 63166, U.S.A.

Tel. emergenze: +1 314 535 1395 (STERIS); numero verde U.S.A. +1 800 424 9300

(CHEMTREC)

Numero telefonico per informazioni: 1-800-548-4873 (Assistenza clienti-Prodotti medicali)

CLASSE DI RISCHIO NFPA 704:
SALUTE: 0

INFIAMMABILITÀ: 0

REATTIVITÀ: 0

STERIS Ireland Limited, IDA Business and Technology Park, Tullamore

County Offaly, R35 X865, Ireland.

Numero telefonico di emergenza: +44 (0) 1895 622 639

Numero telefonico per informazioni tecniche/prodotto: +44 (0) 116 276 8636

NOME PRODOTTO:	CODICE PRODOTTO:
Per EO e calore secco:	
10 ⁸ <i>B. atrophaeus</i> – strisce	NA034
10 ⁷ <i>B. atrophaeus</i> – strisce	NA033
10 ⁶ <i>B. atrophaeus</i> – strisce	NA005
10 ⁶ <i>B. atrophaeus</i> – strisce	NA004
10 ⁵ <i>B. atrophaeus</i> – strisce	NA032
10 ⁴ <i>B. atrophaeus</i> – strisce	NA031
10 ³ <i>B. atrophaeus</i> – strisce	NA112
10 ⁸ <i>B. atrophaeus</i> - dischi	NA082
10 ⁷ <i>B. atrophaeus</i> - dischi	NA105
10 ⁶ <i>B. atrophaeus</i> - dischi	NA075
10 ⁶ <i>B. atrophaeus</i> - dischi	NA130
10 ³ <i>B. atrophaeus</i> - dischi	NA120
Per vapore:	
10 ⁶ <i>G. stearothermophilus</i> - strisce (valore D = 1,5-2,5)	NA037
10 ⁶ <i>G. stearothermophilus</i> - strisce (valore D = 1,5-2,5)	NA039
10 ⁶ <i>G. stearothermophilus</i> - strisce (valore D = 2,0-2,5)	NA141
10 ⁶ <i>G. stearothermophilus</i> - strisce (valore D = 2,0-2,5)	NA139
10 ⁶ <i>G. stearothermophilus</i> - strisce (valore D = 1,5-1,9)	NA142
10 ⁶ <i>G. stearothermophilus</i> - strisce (valore D = 1,5-1,9)	NA143
10 ⁵ <i>G. stearothermophilus</i> – strisce	NA036
10 ⁴ <i>G. stearothermophilus</i> – strisce	NA007
10 ⁴ <i>G. stearothermophilus</i> – strisce	NA006
10 ³ <i>G. stearothermophilus</i> – strisce	NA035
10 ⁶ <i>G. stearothermophilus</i> - dischi	NA111

INFORMAZIONI PER LA SPEDIZIONE:	NESSUNA LIMITAZIONE
--	--------------------------------

I prodotti Spordex® NON sono prodotti pericolosi secondo la Hazard Communication Standard, 29 CFR 1910.1200.

Spordex® Strips and discs vengono inoculati con spore di *Geobacillus stearothermophilus* per sterilizzazione a vapore, o *Bacillus atrophaeus* per EO e uso calore secco

Le informazioni contenute in questa scheda non è una specifica e non garantisce proprietà specifiche. Le informazioni sono destinate due Provider conoscenza generale come due salute e la sicurezza basate sulla nostra conoscenza della manipolazione, conservazione e utilizzo del prodotto. Non è applicabile due utilizzi insoliti o non standard del prodotto o se l'istruzione o rekommendationer non vengono seguite.