

**1. Identificación de la sustancia y la empresa**
**SpordeX® Single-Species Spore Strips and Discs**
**Producto N°**
**HIS N° S106MX**
**CLASIFICACIÓN DE PELIGROS NFPA 704:**
**SALUD:** 0

**INCENDIO:** 0

**REACTIVIDAD:** 0

**Preparado por: M. Ebers**
[asksteris\\_msds@steris.com](mailto:asksteris_msds@steris.com)
**Fecha de creación: 12/01/2001 Fecha de modificación: 02/20/2018 Fecha de revisión: N/A**

STERIS Corporation, P. O. Box 147, St. Louis, MO 63166, US

Números de teléfono de emergencia: 1-314-535-1395 (STERIS); 1-800-424-9300 (CHEMTREC)

Número de teléfono para información: 1-800-548-4873 (Servicio al cliente-Productos para el cuidado de la salud)

STERIS Ireland Limited, IDA Business and Technology Park, Tullamore County Offaly, R35 X865, Ireland.

Número de teléfono de emergencia: +44 (0) 1895 622 639

Número de teléfono para información técnica/sobre el producto: +44 (0) 116 276 8636

<b>NOMBRE DEL PRODUCTO:</b>	<b>NÚMERO DEL PRODUCTO:</b>
<b>Para OE y calor seco:</b>	
10 <sup>8</sup> <i>B. atrophaeus</i> - tiras	NA034
10 <sup>7</sup> <i>B. atrophaeus</i> - tiras	NA033
10 <sup>6</sup> <i>B. atrophaeus</i> - tiras	NA005
10 <sup>6</sup> <i>B. atrophaeus</i> - tiras	NA004
10 <sup>5</sup> <i>B. atrophaeus</i> - tiras	NA032
10 <sup>4</sup> <i>B. atrophaeus</i> - tiras	NA031
10 <sup>3</sup> <i>B. atrophaeus</i> - tiras	NA112
10 <sup>8</sup> <i>B. atrophaeus</i> - discos	NA082
10 <sup>7</sup> <i>B. atrophaeus</i> - discos	NA105
10 <sup>6</sup> <i>B. atrophaeus</i> - discos	NA075
10 <sup>6</sup> <i>B. atrophaeus</i> - discos	NA130
10 <sup>3</sup> <i>B. atrophaeus</i> - discos	NA120
<b>Para vapor:</b>	
10 <sup>6</sup> <i>G. stearothermophilus</i> - tiras (Valor D = 1,5 a 2,5)	NA037
10 <sup>6</sup> <i>G. stearothermophilus</i> - tiras (Valor D = 1,5 a 2,5)	NA039
10 <sup>6</sup> <i>G. stearothermophilus</i> - tiras (Valor D = 2,0 a 2,5)	NA141
10 <sup>6</sup> <i>G. stearothermophilus</i> - tiras (Valor D = 2,0 a 2,5)	NA139
10 <sup>6</sup> <i>G. stearothermophilus</i> - tiras (Valor D = 1,5 a 1,9)	NA142
10 <sup>6</sup> <i>G. stearothermophilus</i> - tiras (Valor D = 1,5 a 1,9)	NA143
10 <sup>5</sup> <i>G. stearothermophilus</i> - tiras	NA036
10 <sup>4</sup> <i>G. stearothermophilus</i> - tiras	NA007
10 <sup>4</sup> <i>G. stearothermophilus</i> - tiras	NA006
10 <sup>3</sup> <i>G. stearothermophilus</i> - tiras	NA035
10 <sup>6</sup> <i>G. stearothermophilus</i> - discos	NA111
<b>INFORMACIÓN DE TRANSPORTE:</b>	<b>SIN RESTRICCIONES</b>

---

Los productos Spordex® NO se consideran peligrosos en virtud de la Norma de Comunicación de Riesgos de la OSHA, 29 CFR 1910.1200.

Las tiras y discos Spordex® están embebidos con esporas de *Geobacillus stearothermophilus* para el uso en la esterilización por vapor o de *Bacillus atrophaeus* para el uso en la esterilización por OE y calor seco.

*La información de esta hoja no es una especificación y no garantiza las propiedades específicas. La información está prevista para proporcionar un conocimiento general respecto de la salud y la seguridad, según nuestro conocimiento sobre la manipulación, el almacenamiento y el uso del producto. No es aplicable a los usos inusuales o no estándar del producto o en los casos en que no se sigan las indicaciones o las recomendaciones.*