



# STERIS® Spordex® **VH2O2** BIOLOGICAL INDICATOR MEDIA

Scheda di dati di sicurezza

Data di emissione: 02/08/2018

Versione: 1.0

## 1. Identificazione della sostanza e della società

**Spordex® **VH2O2** Biological Indicator Media**

**N. prodotto NA117**

**SDS n. S291IT**

**CLASSE DI RISCHIO NFPA 704:**

**SALUTE:** 0

**INFIAMMABILITÀ:** 0

**REATTIVITÀ:** 0

**Redatto da: M. Ebers**

[asksteris\\_msds@steris.com](mailto:asksteris_msds@steris.com)

**Data creazione:03/25/2014**

**Data revisione:02/08/2018**

**Data di valutazione: N.a.**

STERIS Corporation, P.O. Box 147, St. Louis, Mo 63166, US

Tel. emergenze: 1-314-535-1395 (STERIS); 1-800-424-9300 (CHEMTREC)

Numero telefonico per informazioni: 1-800-548-4873 (Assistenza clienti-Prodotti medicali)

STERIS Ireland Limited, IDA Business and Technology Park, Tullamore

County Offaly, R35 X865, Ireland.

Numero telefonico di emergenza: +44 (0) 1895 622 639

Numero telefonico per informazioni tecniche/prodotto: +44 (0) 116 276 8636

<b>NOME PRODOTTO:</b>	
<b>Spordex® <b>VH2O2</b> Biological Indicator Media</b>	
<b>INFORMAZIONI PER LA SPEDIZIONE:</b>	<b>NESSUNA LIMITAZIONE</b>

Spordex® **VH2O2** Biological Indicator Media NON è considerato un prodotto pericoloso secondo la norma statunitense OSHA Hazard Communication Standard (Standard per la comunicazione dei pericoli OSHA), 29 CFR 1910.1200 e la normativa (CE) n. 453/2010.

Spordex® **VH2O2** Biological Indicator Media è costituito da TSB (Trypticase Soy Broth) e un indicatore di pH. Indossare guanti appropriati e occhiali di sicurezza durante la rimozione del prodotto dallo sterilizzatore o la pulizia di terreno di coltura versato/vetro rotto.

Conservare a temperatura ambiente. Sterilizzare in autoclave a 121 °C per 30 minuti prima di smaltire o incenerire.

Le informazioni riportate in questa scheda non costituiscono una specifica e non garantiscono particolari qualità. Le informazioni forniscono nozioni generali sulla salute e la sicurezza, in base alle nostre conoscenze relative a manipolazione, stoccaggio e utilizzo del prodotto. Le informazioni non sono applicabili a utilizzi diversi da quelli per cui sono state fornite o nei casi in cui non vengano seguite le istruzioni o i consigli indicati.