

1. Bezeichnung des Stoffs und des Unternehmens

Spordex® VH2O2 Biological Indicator Media

Artikel-Nr. NA117

SDS-Nr. S291CH

Erstellt von: M. Ebers

asksteris_msds@steris.com

Erstellt am: 05/19/2016

Überarbeitet am: 02/08/2018

NFPA 704-GEFAHREINSTUFUNG:

GESUNDHEIT: 0

FEUER: 0

REAKTIVITÄT: 0

Überprüft am: N. a.

STERIS Corporation, P.O. Box 147, St. Louis, Mo 63166, US
Notfallauskunft: 1-314-535-1395 (STERIS); 1-800-424-9300 (CHEMTREC)
Telefonnummer für Auskünfte: 1-800-548-4873 (Kundendienst für medizinische Produkte)

STERIS Ireland Limited, IDA Business and Technology Park, Tullamore
County Offaly, R35 X865, Ireland.
Notfallauskunft: +44 (0) 1895 622 639
Telefonnummer für Auskünfte über das Produkt/technische Informationen: +44 (0) 116 276 8636

Ateco Tobler AG
Weidenweg 17
CH-4310 Rheinfelden
Tel. +41 61 835 50 50
Email: info@ateco.ch
Tox Information Number: 145

PRODUKTBEZEICHNUNG:	
Spordex® VH2O2 Biological Indicator Media	
TRANSPORT-INFORMATIONEN:	KEINE BESCHRÄNKUNGEN

Gemäß OSHA Hazard Communication Standard, 29 CFR 1910.1200, und der Verordnung (EG) Nr. 453/2010 gilt der Spordex® VH2O2 Biological Indicator Media als NICHT gefährlich.

Spordex® VH2O2 Biological Indicator Media besteht aus einer tryptischen Sojabouillon und einem pH-Indikator. Beim Entfernen dieses Produkts vom Sterilisiergerät bzw. bei der Beseitigung von verschüttetem Media/zerbrochenem Glas sind entsprechende Schutzhandschuhe sowie eine Schutzbrille zu tragen.

Bei Raumtemperatur lagern. Vor der Entsorgung mit einem Autoclaven bei 121 °C für 30 Minuten behandeln oder verbrennen.

1. Identification de la substance et de la société

Spordex® VH2O2 Biological Indicator Media

N° de produit NA117

N° de SDS S291CH

ÉVALUATION DES RISQUES NFPA 704 :

SANTÉ : 0

RISQUE D'INCENDIE : 0

RÉACTIVITÉ : 0

Préparé par : M. Ebers

asksteris_msds@steris.com

Date de création : 05/19/2016 Date de modification : 02/08/2018 Date de révision : S.O.

STERIS Corporation, P.O. Box 147, St. Louis, Mo 63166, US

N° de téléphone en cas d'urgence 1-314-535-1395 (STERIS) ; 1-800-424-9300 (CHEMTREC)

Numéro de téléphone pour renseignements : 1-800-548-4873 (service à la clientèle, produits pour soins de santé)

STERIS Ireland Limited, IDA Business and Technology Park, Tullamore

County Offaly, R35 X865, Ireland.

N° de téléphone en cas d'urgence : +44 (0) 1895 622 639

N° de téléphone d'information technique/produit : +44 (0) 116 276 8636

Ateco Tobler AG

Weidenweg 17

CH-4310 Rheinfelden

Tel. +41 61 835 50 50

Email: info@ateco.ch

Tox Information Number: 145

NOM DU PRODUIT :

Spordex® VH2O2 Biological Indicator Media

INFORMATION DE TRANSPORT :

SANS RESTRICTION

Spordex® VH2O2 Biological Indicator Media N'est PAS considéré comme un produit dangereux selon la norme sur la communication des renseignements à l'égard des matières dangereuses (29 CFR 1910.1200) de l'OSHA et le règlement (CE) n° 453/2010.

Spordex® VH2O2 Biological Indicator Media se compose d'un bouillon trypticase soja et d'un indicateur de pH. Porter des gants appropriés et des lunettes de protection lors du retrait de ce produit du stérilisateur ou lors du nettoyage d'éclaboussures de milieu/d'éclats de verre.

Stocker à température ambiante. Stériliser en autoclave à 121 °C pendant 30 minutes avant élimination, ou incinérer.