



# STERIS® Spordex® **VH2O2** BIOLOGICAL INDICATOR MEDIA

Hoja de información de seguridad

Fecha de publicación: 02/08/2018

Versión: 1.0

## 1. Identificación de la sustancia y compañía

**Spordex® **VH2O2** Biological Indicator Media**

Nº de producto NA117

SDS Nº S291ES

Preparado por: M. Ebers

[asksteris\\_msds@steris.com](mailto:asksteris_msds@steris.com)

Fecha de creación: 03/25/2014

Fecha de actualización: 02/08/2018 Fecha de revisión: N/A

**ÍNDICE DE RIESGOS NFPA 704:**

**SALUD:** 0

**FUEGO:** 0

**REACTIVIDAD:** 0

STERIS Corporation, P.O. Box 147, St. Louis, Mo 63166, US

Teléfono de emergencia: 1-314-535-1395 (STERIS); 1-800-424-9300 (CHEMTREC)

Teléfono de información: 1-800-548-4873 (Atención al cliente – Productos sanitarios)

STERIS Ireland Limited, IDA Business and Technology Park, Tullamore

County Offaly, R35 X865, Ireland.

Teléfono de emergencias: +44 (0) 1895 622 639

Teléfono de información técnica/de producto: +44 (0) 116 276 8636

<b>NOMBRE DEL PRODUCTO:</b>	
<b>Spordex® <b>VH2O2</b> Biological Indicator Media</b>	
<b>INFORMACIÓN DE ENVÍO:</b>	<b>SIN LIMITACIONES</b>

Spordex® **VH2O2** Biological Indicator Media NO se considera un producto peligroso conforme a la Norma de Comunicación de Peligros de la OSHA, 29 CFR, 1910.1200, y la normativa (CE) nº 453/2010.

Spordex® **VH2O2** Biological Indicator Media se compone de un caldo de soja trípico y un indicador de pH. Al retirar este producto del esterilizador o limpiar los medios derramados o los botes de vidrio rotos se deberán utilizar guantes y gafas de seguridad adecuados.

Almacenar a temperatura ambiente. Esterilícelo en autoclave a 121 °C durante 30 minutos antes de eliminarlos, o incinérelos.

La información de esta hoja no es una especificación y no garantiza las propiedades específicas. La información está destinada a proporcionar un conocimiento general sobre salud y seguridad basado en nuestra experiencia en la manipulación, almacenamiento y utilización del producto. No puede aplicarse a utilidades del producto no habituales o no estandarizadas o a los casos en que no se respeten las instrucciones o recomendaciones.