

**1. Identification of the Substance and Company**  
**VERIFY<sup>™</sup> SixCess<sup>™</sup> Steam Indicator Strips**

Product No. See Chart Below

SDS No. B111CA

**NFPA 704 HAZARD RATING:****HEALTH:** 0**FIRE:** 0**REACTIVITY:** 0

Prepared by: M. Ebers

[asksteris\\_msds@steris.com](mailto:asksteris_msds@steris.com)

Date Created: 09/07/2007

Date Revised: 03/06/2018

STERIS Corporation, P.O. Box 147, St. Louis, Mo 63166, US  
 Emergency Telephone No. 1-314-535-1395 (STERIS); 1-800-424-9300 (CHEMTREC)  
 Telephone Number for information: 1-800-548-4873 (Customer Service – Healthcare Products)

STERIS Ireland Limited, IDA Business and Technology Park, Tullamore  
 County Offaly, R35 X865, Ireland.  
 Emergency Phone No: +44 (0) 1895 622 639  
 Product/Technical Information Phone No: +44 (0) 116 276 8636

Product Name:	Product Number
VERIFY <sup>™</sup> SixCess <sup>™</sup> 250F 30 min Short Steam Indicator	PCC005
VERIFY <sup>™</sup> SixCess <sup>™</sup> 270F 4 min Short Steam Indicator	PCC006
VERIFY <sup>™</sup> SixCess <sup>™</sup> 250F 30min Long Steam Indicator	PCC007
VERIFY <sup>™</sup> SixCess <sup>™</sup> 270F 4 min Long Steam Indicator	PCC008
VERIFY <sup>™</sup> SixCess <sup>™</sup> 270F 15 min Steam Indicator	PCC031
VERIFY <sup>™</sup> SixCess <sup>™</sup> 275F 10 min Long Steam Indicator	PCC033
VERIFY <sup>™</sup> SixCess <sup>™</sup> 275F 3 min Long Steam Indicator	PCC034
VERIFY <sup>™</sup> SixCess <sup>™</sup> 275F 10 min Short Steam Indicator	PCC037
VERIFY <sup>™</sup> SixCess <sup>™</sup> 275F 3 min Short Steam Indicator	PCC038
VERIFY <sup>™</sup> SixCess <sup>™</sup> 270F Flash Indicator	LCC310
VERIFY <sup>™</sup> SixCess <sup>™</sup> 275F Flash indicator	LCC005
<b>SHIPPING INFORMATION:</b>	<b>NOT RESTRICTED</b>

VERIFY<sup>™</sup> SixCess<sup>™</sup> steam chemical indicators are not hazardous products according to the OSHA Hazard Communication Standard, 29 CFR 1910.1200 and the Hazardous Products Regulations; and are free of lead and other heavy metals.

VERIFY<sup>™</sup> SixCess<sup>™</sup> steam chemical indicators do not contain any components derived from animal origin, do not come into contact with materials of animal origin and therefore comply with the "Note for guidance of minimizing the risk of transmitting animal spongiform encephalopathy agents via human Veterinary medicinal products (EMEA/410/01 Rev. 2-October 2003)."

The VERIFY<sup>™</sup> SixCess<sup>™</sup> series of steam chemical indicators are free of natural rubber latex and dry natural rubber products.

VERIFY<sup>™</sup> SixCess<sup>™</sup> Steam Indicators are cycle verification indicators which are designed to react to all critical variables for specific sterilization cycles. These cycle-specific indicators have a more defined endpoint (point of color change) than Class 5 (integrating indicators. Each strip monitors all critical parameters of steam sterilization (exposure time, temperature, and steam quality).

*The information on this sheet is not a specification and does not guarantee specific properties. The information is intended to provide general knowledge as to health and safety based upon our knowledge of the handling, storage and use of the product. It is not applicable to unusual or non-standard uses of the product or where instruction or recommendations are not followed.*

**1. Identification de la substance et de l'entreprise**  
**VERIFY<sup>™</sup> SixCess<sup>™</sup> Steam Indicator Strips**  
 Produit n° Voir tableau ci-dessous

**CLASSES DE RISQUE NFPA**  
 (National Fire Protection  
 Association – Association  
 nationale américaine de  
 protection contre l'incendie)  
 704 :

**SANTÉ :** 0  
**INCENDIE :** 0  
**RÉACTIVITÉ :** 0

Fiche signalétique n° B111CA

Préparé par : M. Ebers

[asksteris\\_msds@steris.com](mailto:asksteris_msds@steris.com)

Date de création : 09/07/2007

Date de révision : 03/06/2018

STERIS Corporation, P. O. Box 147, St. Louis, MO 63166, États-Unis  
 N° de téléphone d'urgence : 1-314-535-1395 (STERIS) ; 1-800-424-9300 (États-Unis et Canada  
 uniquement) (CHEMTREC)  
 Numéro de téléphone pour renseignements : 1-800-548-4873 (États-Unis et Canada uniquement)  
 (Service à la clientèle, produits pour soins de santé)

STERIS Ireland Limited, IDA Business and Technology Park, Tullamore  
 County Offaly, R35 X865, Ireland.

Téléphone d'urgence: +44 (0) 1895 622 639

Produit / Téléphone d'information technique n °: +44 (0) 116 276 8636

Nom du produit :	Numéro du produit :
VERIFY <sup>™</sup> SixCess <sup>™</sup> 250F 30 min Short Steam Indicator	PCC005
VERIFY <sup>™</sup> SixCess <sup>™</sup> 270F 4 min Short Steam Indicator	PCC006
VERIFY <sup>™</sup> SixCess <sup>™</sup> 250F 30 min Long Steam Indicator	PCC007
VERIFY <sup>™</sup> SixCess <sup>™</sup> 270F 4 min Long Steam Indicator	PCC008
VERIFY <sup>™</sup> SixCess <sup>™</sup> 270F 15 min Steam Indicator	PCC031
VERIFY <sup>™</sup> SixCess <sup>™</sup> 275F 10 min Long Steam Indicator	PCC033
VERIFY <sup>™</sup> SixCess <sup>™</sup> 275F 3 min Long Steam Indicator	PCC034
VERIFY <sup>™</sup> SixCess <sup>™</sup> 275F 10 min Short Steam Indicator	PCC037
VERIFY <sup>™</sup> SixCess <sup>™</sup> 275F 3 min Short Steam Indicator	PCC038
VERIFY <sup>™</sup> SixCess <sup>™</sup> 270F Flash Indicator	LCC310
VERIFY <sup>™</sup> SixCess <sup>™</sup> 275F Flash indicator	LCC005
VERIFY <sup>™</sup> SixCess <sup>™</sup> 270FP 4, 10, 20 min Steam Indicator	PCC058
<b>INFORMATIONS SUR L'EXPÉDITION :</b>	<b>SANS RESTRICTION</b>

Les indicateurs chimiques de vapeur VERIFY<sup>™</sup> SixCess<sup>™</sup> ne sont pas des produits dangereux selon la norme de l'OSHA (U.S. Occupational Safety and Health Administration – Agence des États-Unis pour la sécurité et la santé au travail) sur la communication des dangers (29 CFR 1910.1200) et le Règlement sur les produits dangereux (HPR); ils ne contiennent pas de plomb ou d'autres métaux lourds.

---

**VERIFY™ SixCess™ Steam Indicator Strips**  
**Produit n° Voir tableau ci-dessous**

L'indicateur chimique de vapeur VERIFY™ SixCess™ ne contient aucun composant d'origine animale et n'a pas été en contact avec des tissus d'origine animale et respecte donc la « note explicative concernant la réduction du risque de transmission des agents des encéphalopathies spongiformes animales par les médicaments à usage humain et vétérinaire (EMEA/410/01 Rév., 2 octobre 2003) ».

Les séries d'indicateurs chimiques de vapeur VERIFY™ SixCess™ ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel ou de produits de caoutchouc naturel sec.

Les VERIFY™ SixCess™ Steam Indicators sont des indicateurs de vérification de cycle conçus pour réagir à toutes les variables critiques pour les cycles de stérilisation spécifiques. Ces indicateurs spécifiques du cycle ont un point terminal plus défini (point de changement de couleur) que les indicateurs intégrants de Classe 5. Chaque bande surveille tous les paramètres critiques de stérilisation à la vapeur (temps d'exposition, température et qualité de la vapeur).

Les informations sur cette fiche n'est pas une spécification et ne garantit pas les propriétés spécifiques. L'information est destiné à fournir des connaissances générales à la santé et la sécurité sur la base de notre connaissance de la manipulation, le stockage et l'utilisation du produit. Il n'est pas applicable aux utilisations du produit ou si inhabituels ou non standard instruction ou recommandations ne sont pas suivies.