



# 0.525% Hypochlorite WFI Wipes Sterile Solution

## 安全数据表

根据 2012 年修订的联邦危害通讯最终规则 (HazCom 2012)

发行日期: 09/18/2018

版本: 1.0

### 第 1 节: 物质/混合物标识以及公司/企业标识

#### 1.1. 产品标识信息

产品形态 : 混合物  
商品名 : 0.525% Hypochlorite WFI Wipes Sterile Solution  
产品代码 : 1S30

#### 1.2. 物质或混合物的相关标识用途和不建议的用途

物质/混合物用途 : 产品仅供工业使用  
表面清洁剂

#### 1.3. 安全数据表提供者详细信息

STERIS Corporation  
P. O. Box 147, St. Louis, MO 63166, US  
咨询电话: 1-800-444-9009 (客户服务 - 科技产品)

#### 1.4. 紧急求助电话

紧急求助电话 : 美国紧急求助电话: 1-314-535-1395 (STERIS); 1-800-424-9300 (CHEMTREC US)  
1-703-741-5970 (CHEMTREC International)

### 第 2 节: 危险标识

#### 2.1. 物质/混合物分类

##### GHS 分类

未分类

#### 2.2. 标签元素

未进行分类其他危险品 : 直接接触可能: 造成眼刺激。造成轻微皮肤刺激。

### 第 3 节: 组成/成份信息

#### 3.1. 物质

不适用  
H-短语全文: 参见第 16 节

#### 3.2. 混合物

名称	产品标识信息	%	GHS-US 分类
次氯酸钠	(CAS 登记号) 7681-52-9	0.525	皮肤腐蚀 1A, H314

### 第 4 节: 急救措施

#### 4.1. 急救措施描述

急救措施概述 : 请勿让失去意识的患者进食任何东西。如果您感到不适, 请就医 (在可能的情况下, 出示标签)。  
吸入后急救措施 : 将受害人转移到空气清新处, 保持呼吸舒适的静止姿势。如有必要, 请就医。  
皮肤接触后急救措施 : 立即除去/脱掉所有沾染的衣服。用清水冲洗皮肤/沐浴。如果仍感觉皮肤刺痛, 请及时就医。  
眼睛接触后急救措施 : 若接触眼睛, 立即翻开眼皮, 用大量的流动水将眼睛冲洗 10 至 15 分钟, 并咨询眼科医生。如戴隐形眼镜并可方便地取出, 取出隐形眼镜。继续冲洗。若存在任何怀疑或症状持续, 则请就医。  
吞咽后急救措施 : 漱口。请勿催吐, 除非医务人员指示这么做。如果受害人完全有意识/处于清醒状态, 则为其喂送水。致电毒物中心或医生/医师。

#### 4.2. 最重要的急性和延迟症状和反应

皮肤接触后症状/伤害 : 频繁或长期接触皮肤可能引起皮肤刺激。  
眼睛接触后症状/伤害 : 精细弥散/喷雾/雾气: 可能刺激眼睛。

#### 4.3. 需要立即就医和特殊治疗的任何指征

无其他可用信息

# 0.525% Hypochlorite WFI Wipes Sterile Solution

## 安全数据表

根据 2012 年修订的联邦危害通讯最终规则 (HazCom 2012)

### 第 5 节：防火措施

#### 5.1. 灭火介质

适当的灭火介质：使用适用于扑灭外围火焰的灭火介质。泡沫。干粉。二氧化碳。喷水。

#### 5.2. 因物质或混合物产生的特殊危险

遇火产生具有危害性的分解产物：热分解产生：浓烟。氧化钠。氯气

#### 5.3. 针对消防人员的建议

消防指引：对抗任何化学火灾时应格外小心谨慎。防止消防用水进入其中。

消防人员防护装置：在未佩戴适用防护装置（包括呼吸防护装置）的情况下，请勿进入火灾现场。使用独立呼吸面具。

### 第 6 节：意外泄漏措施

#### 6.1. 个人预防措施、防护装备和紧急程序

一般措施：请勿吸入烟雾、蒸汽。避免接触皮肤、眼睛和衣物。

##### 6.1.1. 针对非急救人员

防护装置：穿戴适用的防护服。穿戴防护手套和防护眼罩/防护面具。穿靴子。

应急处理程序：疏散不必要人员。在安全的情况下，阻止泄漏。

##### 6.1.2. 针对紧急响应人员

防护装置：为保洁人员配备适用防护装置。

应急处理程序：使现场通风。

#### 6.2. 环境注意事项

保护下水道和公共用水入口。如果液体进入下水道或公共用水管道，请通知当局政府部门。

#### 6.3. 抑制和清洁方法及材料

清洁方法：尽快用惰性固体吸收溢出液体，如粘土或硅藻土。收集在密闭的容器中进行处置。与其他材料分开储存。用大量的水清洗受污染的区域。收集溢出液体。使用合适的容器避免环境污染。按照适用的地方、国家和国际法规处置内装物/容器。

#### 6.4. 参考其他章节

参见标题 8：暴露控制和个人防护。

### 第 7 节：处理和储存

#### 7.1. 安全处理注意事项

安全处理注意事项：产品仅用于工业。

卫生措施：作业后彻底清洗双手。保持良好的个人卫生习惯和内务整洁。在再次使用前清洗受污染的衣物。

#### 7.2. 安全储存条件，包括任何不相容物质

技术措施：遵循适用法规。应准备用于眼睛和皮肤清洁的清洁设备/水。提供良好通风条件。

储存条件：放置于儿童无法触及的地方。仅存放于原始容器中，置于阴凉、通风良好的地方。不使用时请密封容器。保持低温。避免阳光直射。

不相容物质：酸。还原剂。易氧化物质，如纸、木、硫磺和铝。纤维素。胺类。铵盐。铵类化合物。金属。黄铜。青铜。铁。

热源和火源：远离热源储存。

储存区域：储存于干燥、阴凉、通风良好的地方。

关于包装的特殊规定：正确标记。

#### 7.3. 特定最终用途

无其他可用信息

### 第 8 节：暴露控制/个人防护

#### 8.1. 控制参数

无其他可用信息

#### 8.2. 暴露控制

适当的工程控制：任何潜在暴露区域附近均应配备紧急眼睛冲洗喷水器和安全淋浴。确保通风良好。

# 0.525% Hypochlorite WFI Wipes Sterile Solution

## 安全数据表

根据 2012 年修订的联邦危害通讯最终规则 (HazCom 2012)

个人防护装置 : 避免所有不必要的暴露。应根据本品的处理和使用条件选择适用的个人防护装置。防护服。手套。护目镜。



手部防护 : 佩戴防护手套。  
眼睛保护 : 佩戴护目镜。  
皮肤和身体保护 : 穿戴适用的防护服。  
呼吸防护装置 : 如果使用时可能通过吸入暴露, 建议穿戴呼吸防护装置。  
其他信息 : 使用时, 请勿饮食或吸烟。

## 第 9 节: 物理和化学属性

### 9.1. 有关基本物理和化学属性的信息

物理状态 : 液体, 白布  
性状 : 澄清  
颜色 : 无色至黄色。  
气味 : 无可数据  
嗅觉阈值 : 无可数据  
pH : 11.1  
相对蒸发率 (乙酸丁酯 = 1) : 无可数据  
熔点 : 无可数据  
冰点 : 无可数据  
沸点 : 无可数据  
燃点 : 无可数据  
自燃温度 : 无可数据  
分解温度 : 无可数据  
易燃状况 (固体、气体) : 无可数据  
蒸汽压力 : 无可数据  
20°C 时的相对蒸汽密度 : 无可数据  
相对密度 : 无可数据  
密度 : 1.004 – 1.014 比重  
溶解性 : 水: 完全可溶  
Log Pow : 无可数据  
Log Kow : 无可数据  
粘度, 动态 : 无可数据  
粘度, 静态 : 无可数据  
爆炸性 : 无可数据  
氧化性 : 无可数据  
爆炸限值 : 无可数据

### 9.2. 其他信息

无其他可用信息。

## 第 10 节: 稳定性和反应性

### 10.1. 反应性

无其他可用信息。

### 10.2. 化学稳定性

正常使用情况下稳定。

# 0.525% Hypochlorite WFI Wipes Sterile Solution

## 安全数据表

根据 2012 年修订的联邦危害通讯最终规则 (HazCom 2012)

### 10.3. 发生有害反应的可能性

不会发生有害聚合作用。

### 10.4. 需要避免的情况

切勿暴露于热源。光。不相容物质。

### 10.5. 不相容物质

酸。还原剂。胺类。可燃有机材料。铵类化合物。铵盐。易氧化物质，如纸、木、硫磺和铝。纤维素。金属。黄铜。青铜。铁。

### 10.6. 有害分解产物

氯气。氧化钠。

## 第 11 节：毒性信息

### 11.1. 有关毒理效应的信息

急性毒性 : 未分类

次氯酸钠 (7681-52-9)	
LD50 经口大鼠	8200 mg/kg
LD50 经皮家兔	> 10000 mg/kg
ATE (经口)	8200,000 mg/kg 体重

皮肤腐蚀/刺激 : 未分类  
根据现有数据, 未满足分类标准。  
pH: 11.1

严重眼损伤/刺激 : 未分类  
根据现有数据, 未满足分类标准。  
pH: 11.1

呼吸或皮肤敏感 : 未分类  
根据现有数据, 未满足分类标准。

生殖细胞突变性 : 未分类  
根据现有数据, 未满足分类标准。

致癌性 : 未分类  
根据现有数据, 未满足分类标准。

次氯酸钠 (7681-52-9)	
IARC 组	3 - 不可分类

生殖毒性 : 未分类  
根据现有数据, 未满足分类标准。

特定靶器官毒性 (单次暴露) : 未分类  
根据现有数据, 未满足分类标准。

特定靶器官毒性 (多次暴露) : 未分类  
根据现有数据, 未满足分类标准。

吸入性危害 : 未分类  
根据现有数据, 未满足分类标准。

皮肤接触后症状/伤害 : 频繁或长期接触皮肤可能引起皮肤刺激。

眼睛接触后症状/伤害 : 精细弥散/喷雾/雾气: 可能刺激眼睛。

## 第 12 节：生态信息

### 12.1. 毒性

次氯酸钠 (7681-52-9)	
LC50 鱼类 1	0.06 – 0.11 mg/l (暴露时间: 96 小时 - 物种: 黑头软口鲮【流水式】)
EC50 水蚤 1	0.033 – 0.044 mg/l (暴露时间: 48 小时 - 物种: 大型蚤【静态】)
LC 50 鱼类 2	4.5 – 7.6 mg/l (暴露时间: 96 小时 - 物种: 黑头软口鲮【静态】)

### 12.2. 持久性和降解性

0.525% Hypochlorite WFI Wipes Sterile Solution	
持久性和降解性	未建立。

# 0.525% Hypochlorite WFI Wipes Sterile Solution

## 安全数据表

根据 2012 年修订的联邦危害通讯最终规则 (HazCom 2012)

### 12.3. 生物累积潜力

#### 0.525% Hypochlorite WFI Wipes Sterile Solution

生物累积潜力 未建立。

### 12.4. 在土壤中的迁移性

无其他可用信息

### 12.5. 其他不良影响

无其他可用信息

## 第 13 节：处置注意事项

### 13.1. 废物处置方法

废物处置建议 : 根据本地/国家法规安全处置。  
其他信息 : 安全地处置空容器和废弃物。空容器中有产品残留。用水稀释残留物。如果符合当地、州或国家法规，产品可以大量的水冲入卫生下水道。根据本地/国家法规安全处置。  
生态学 - 废料 : 避免释放到环境中。

## 第 14 节：运输信息

根据 DOT  
未被运输法规规定为危险货物

### 其他信息

其他信息 : 无其他可用信息。

### ADR

运输文件说明 :

### 海上运输

无其他可用信息

### 航空运输

无其他可用信息

## 第 15 节：法规信息

### 15.1. 美国联邦法规

#### 次氯酸钠 (7681-52-9)

列于美国 TSCA (有毒物质控制法案) 清单

### 15.2. 国际法规

不适用

### 15.3. 美国各州法规

无其他可用信息

## 第 16 节：其他信息

修订日期 : 09/18/2018

其他信息 : 无。


H-短语全文：参见第 16 节：

皮肤腐蚀 1B	皮肤腐蚀/刺激，第 1B 类
H314	造成严重皮肤灼伤和眼损伤

NFPA 健康危害 : 1 - 接触可能引起刺激，仅有轻微的残余伤害

NFPA 火灾危险 : 0 - 在典型的火灾条件下不会燃烧的材料，包括本质上不可燃材料，如混凝土、石头和砂子。

NFPA 反应性 : 0 - 通常稳定，即使在暴露于火的情况下也保持稳定，与水不会发生反应。



SDS US (GHS HazCom 2012)

# 0.525% Hypochlorite WFI Wipes Sterile Solution

## 安全数据表

根据 2012 年修订的联邦危害通讯最终规则 (HazCom 2012)

---

本表中的信息并非产品规格，且无法保证特定属性。该信息旨在根据我们对处理、储存和使用本产品的了解提供有关健康和安全性的一般性知识。它不适用于本产品的非正常或不标准的用途，也不适用于没有遵从说明或建议的使用情况。