

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1. Produktbeteckning

| | |
|-----------------|--|
| Produktens form | : Blandning |
| Handelsnamn | : Prolystica® 2X Concentrate Neutral Detergent |
| Produktkod | : 1C32 |

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

1.2.1. Relevanta identifierade användningar

| | |
|---|--|
| Specifisering av industriell/professionell användning | : Endast för användning i sjukhus samt professionell användning. Ej för användning i bostäder. |
| Användning av ämnet/blandningen | : Neutralt rengöringsmedel |

1.2.2. Användningar som det avråds från

Ytterligare uppgifter saknas.

1.3. Uppgifter om leverantören av säkerhetsdatabladet

Tillverkare:

STERIS Corporation
P. O. Box 147, St. Louis, MO 63166, US
Telefonnummer för information: +1-800-548-4873 (kundservice – hälsovårdsprodukter)
Nödtelefonnummer i USA +1-314-535-1395 (STERIS); +1-800-424-9300 (CHEMTREC)

Leverantör:

STERIS Ireland Limited
IDA Business and Technology Park
Tullamore
County Offaly
R35 X865
Ireland.
Telefonnummer för produktinformation/teknisk information: +44 (0) 116 276 8636
E-post: asksteris_msds@steris.com

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

| | |
|------------|------------------------|
| Akutnummer | : +44 (0) 1895 622 639 |
|------------|------------------------|

AVSNITT 2: Faroidentifiering

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Fräter/irriterar hud 3 H316

Skadar ögon 2B H320

Full text för H-fraser finns i avsnitt 16.

Negativa fysikalisk-kemiska effekter samt hälso- och miljöeffekter

Ytterligare uppgifter saknas.

2.2. Märkningsuppgifter

Märkning enligt EG-förordning nr 1272/2008 (CLP)

| | |
|------------------------|---|
| Signalord (CLP) | : Varning! |
| Faroangivelser (CLP) | : H316 – Orsakar lätt hudirritation H320 – Orsakar ögonirritation |
| Skyddsangivelser (CLP) | : P264 – Tvätta grundligt efter användning P305+P351+P338 – VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja P332+P313 – Vid hudirritation: Sök läkarhjälp. P337+P313 – Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. |

2.3. Övriga faror

Ytterligare uppgifter saknas.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.1. Ämne

Ej tillämpligt.

Prolystica® 2X Concentrate Neutral Detergent

Säkerhetsdatablad

Enligt förordning (EU) nr 453/2010

3.2. Blandning

| Namn | Produktbeteckning | % | Klassificering enligt EG-förordning nr 1272/2008 (CLP) |
|--|---|---------|--|
| Etoxilerade alkohol tensid | (CAS-nr) 68439-46-3 (EG-nr) 614-482-0 | 1-5 | Akut giftighet 4 (oralt), H302 Skadar ögon 1, H318 |
| Poly(oxi-1,2-etanediyli), alfa, -fenyl-, omega, -hydroxi | (CAS-nr) 9004-78-8 (EG-nr) 500-013-6 | 1-5 | Irriterar hud 2, H315 Irriterar ögon 2, H319 |
| N,N-dimetyl-1-oktanamin, N-oxid | (CAS-nr) 2605-78-9 (EG-nr) 607-854-9 (REACH-nr) 01-2119409076-42-0002 | 1-2 | Irriterar hud 2, H315 Irriterar ögon 2, H319 STOT SE 3, H335 |
| Metyl-oxiranpolymer med oxiran | (CAS-nr) 9003-11-6 | 0,5-1,5 | Ej klassificerad |

Full text för H-fraser finns i avsnitt 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

- Allmänna åtgärder vid första hjälpen : Ge aldrig något via munnen till en medvetlös person. Sök läkare om du känner dig dålig (visa om möjligt etiketten).
- Vid inandning : Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen. Ge konstgjord andning om andningen upphört. Sök omedelbart läkarhjälp.
- Vid hudkontakt : Skölj omedelbart huden med stora mängder vatten i minst 15 minuter. Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten. Vid bestående ögonirritation, sök läkarhjälp.
- Vid kontakt med ögonen : Skölj omedelbart ögonen med stora mängder rinnande vatten i 10 till 15 minuter med isärhållna ögonlock och kontakta en oftalmolog. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök omedelbart läkarhjälp.
- Vid förtäring : Om personen är helt medveten/alert. Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Ge vatten eller mjölk om personen är helt medveten.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

- Symptom/personskador efter hudkontakt : Upprepad eller långvarig hudkontakt kan orsaka hudirritation.
- Symptom/personskador efter kontakt med ögonen : Lätt ögonirritation.

4.3. Uppgifter om omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Ytterligare uppgifter saknas.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1. Släckmedel

- Lämpligt släckmedel : Använd lämpligt släckmedel för omgivande brand.

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

- Farliga sönderfallsprodukter vid brand : Koloxid och koldioxid.

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

- Anvisningar vid brandbekämpning : Var försiktig vid bekämpning av alla kemiska bränder. Förhindra att släckvatten kommer ut i miljön.
- Skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal : Gå inte in i brandområdet utan lämplig skyddsutrustning, inklusive andningsskydd.

6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

- Generella åtgärder : Stoppa läckage om det kan göras på ett säkert sätt. Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Undvik att andas dimma eller spray. Utspillt material kan utgöra en halkrisk. Säkerställ tillräcklig luftväxling. Arbeta i väl ventilerade områden.

6.1.1. För annan personal än räddningspersonal

- Förfarande vid nödsituation : Evakuera ej nödvändig personal.

6.1.2. För räddningspersonal

- Skyddsutrustning : Förse rengöringspersonal med lämpliga skydd.
- Förfarande vid nödsituation : Ventilera området.

6.2. Miljömässiga försiktighetsåtgärder

Förhindra inträngning i avlopp och vattentäcker. Meddela myndigheter om vätska kommer in i avlopp eller vattentäcker.

Prolystica® 2X Concentrate Neutral Detergent

Säkerhetsdatablad

Enligt förordning (EU) nr 453/2010

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Saneringsmetod : Torka upp spill med mopp och skölj med vatten. Mindre mängd spill kan spolas ned i avloppssystemet med rikligt med vatten.

6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Se rubrik 8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Försiktighetsåtgärder för säker hantering

Försiktighetsåtgärder för säker hantering : Endast för användning i sjukhus samt professionell användning. Läs etiketten före användning. Undvik all kontakt med ögon och hud och andas inte in ånga eller dimma. Tillhandahåll god ventilation i processområdet för att förhindra att ångor bildas. Ytterligare information finns i avsnitt 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd.

Hygienåtgärder : Tvätta händer och andra exponerade områden med mild tvålsvamp före intag av mat eller dryck samt före rökning och vid arbetets slut. Separera arbetskläder från andra kläder. Tvättas separat. Hantera enligt god industriell hygien- och säkerhetspraxis.

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell inkompatibilitet

Tekniska åtgärder : En sköljanordning/vatten för rengöring av ögon och hud ska finnas tillgängligt. Se till att utventilationen är färglös till ljus halmgul eller använd andra tekniska kontroller för att hålla luftburna koncentrationer av dimmor och/eller ångor under rekommenderade exponeringsgränsvärden.

Lagringsförhållanden : Förvaras endast i originalförpackningen. Håll förpackningen stängd när den inte används. Förvaras på torr, sval och väl ventilerad plats.

7.3. Specifik slutanvändning

Ytterligare uppgifter saknas.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

Ej tillämpligt.

8.2. Begränsning av exponeringen

Lämpliga tekniska kontrollåtgärder : Tillhandahåll utventilation eller använd andra tekniska kontroller för att hålla luftburna koncentrationer av dimmor och/eller ångor under rekommenderade exponeringsgränsvärden.

Personlig skyddsutrustning : Undvik all onödig exponering. Personlig skyddsutrustning ska väljas baserat på de förhållanden under vilka produkten hanteras eller används. Skyddskläder. Handskar. Skyddsglasögon.



Handskydd : Använd gummihandskar.

Ögonskydd : Använd kemikalieglassögon eller skyddsglasögon.

Hud- och kroppsskydd : Använd lämpliga skyddskläder.

Andningsskydd : Använd lämpligt andningsskydd vid otillräcklig ventilation.

Övriga uppgifter : Ät inte, drick inte och rök inte vid användning.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysikaliskt tillstånd : Vätska

Utseende : Färglös

Färg : Färglös till ljus halmgul

Lukt : Inga uppgifter finns

Tröskelvärde för lukt : Inga uppgifter finns

pH : Cirka 7,7

Relativ avdunstningshastighet (butylacetat = 1) : Inga uppgifter finns

Smältpunkt : Inga uppgifter finns

Fryspunkt : Inga uppgifter finns

Kokpunkt : Inga uppgifter finns

Flampunkt : Inga uppgifter finns

Självantändningstemperatur : Inga uppgifter finns

Prolystica® 2X Concentrate Neutral Detergent

Säkerhetsdatablad

Enligt förordning (EU) nr 453/2010

| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| Sönderfallstemperatur | : Inga uppgifter finns |
| Brandfarlighet (fast form, gas) | : Inga uppgifter finns |
| Ångtryck | : Inga uppgifter finns |
| Relativ ångdensitet vid 20 °C | : Inga uppgifter finns |
| Relativ densitet | : Inga uppgifter finns |
| Densitet | : Specifik vikt 1,03 g/ml |
| Löslighet | : Vatten: Helt löslig |
| Log Pow | : Inga uppgifter finns |
| Kinematisk viskositet | : Inga uppgifter finns |
| Dynamisk viskositet | : Inga uppgifter finns |
| Explosiva egenskaper | : Inga uppgifter finns |
| Oxiderande egenskaper | : Inga uppgifter finns |
| Explosionsgränser | : Inga uppgifter finns |

9.2. Övriga uppgifter

Ytterligare uppgifter saknas.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Ytterligare uppgifter saknas.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normala förhållanden.

10.3. Risk för farliga reaktioner

Farlig polymerisering inträffar inte.

10.4. Förhållanden som ska undvikas

Ytterligare uppgifter saknas.

10.5. Inkompatibla material

Ytterligare uppgifter saknas.

10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Termiskt sönderfall genererar: Rök. Koloxid och koldioxid.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om de toxikologiska effekterna

Akut giftighet : Ej klassificerad
Baserat på tillgängliga data är inte klassificeringskriterierna uppfyllda.

| Prolystica® 2X Concentrate Neutral Detergent | |
|--|---------------|
| LD50 oralt råtta | > 2 000 mg/kg |

| Etoxilerade alkohol tensid (68439-46-3) | |
|---|----------------------------|
| LD50 oralt råtta | 1 400 mg/kg |
| LD50 dermalt kanin | > 20 ml/kg |
| ATE CLP (oralt) | 4 190,000 mg/kg kroppsvikt |

| | |
|--------------------------------------|---|
| Fräter/irriterar hud | : Upprepad eller långvarig hudkontakt kan orsaka hudirritation pH: Cirka 7,7 |
| Allvarliga ögonskador/ögonirritation | : Måttlig ögonirritation pH: Cirka 7,7 |
| Luftvägs- eller hudsensibilisering | : Ej klassificerad Baserat på tillgängliga data är inte klassificeringskriterierna uppfyllda |
| Mutagenitet i könsceller | : Ej klassificerad Baserat på tillgängliga data är inte klassificeringskriterierna uppfyllda |
| Cancerogenitet | : Ej klassificerad Baserat på tillgängliga data är inte klassificeringskriterierna uppfyllda |
| Reproduktionstoxicitet | : Ej klassificerad Baserat på tillgängliga data är inte klassificeringskriterierna uppfyllda |

Prolystica® 2X Concentrate Neutral Detergent

Säkerhetsdatablad

Enligt förordning (EU) nr 453/2010

| | |
|--|---|
| Specifik organotoxicitet (enstaka exponering) | : Ej klassificerad Baserat på tillgängliga data är inte klassificeringskriterierna uppfyllda |
| Specifik organotoxicitet (upprepad exponering) | : Ej klassificerad Baserat på tillgängliga data är inte klassificeringskriterierna uppfyllda |
| Fara vid aspiration | : Ej klassificerad Baserat på tillgängliga data är inte klassificeringskriterierna uppfyllda |
| Potentiella hälsoeffekter och symptom | : Ej klassificerad Baserat på tillgängliga data är inte klassificeringskriterierna uppfyllda |

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. Toxicitet

| | |
|---------------------|---|
| Ekologi – generellt | : De(t) ytaktiva ämne(na) som detta preparat innehåller uppfyller de kriterier för biologisk nedbrytning som fastställts i föreskrift (EG) nr 648/2004 om rengöringsmedel. Data som stöder detta påstående finns till förfogande för de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna och kommer att göras tillgängliga för dem vid direkt förfrågan, eller på begäran av en tvättmedelstillverkare. |
|---------------------|---|

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Prolystica® 2X Concentrate Neutral Detergent

| | |
|------------------------------|----------------|
| Persistens och nedbrytbarhet | Ej fastställd. |
|------------------------------|----------------|

12.3. Bioackumulerande potential

Prolystica® 2X Concentrate Neutral Detergent

| | |
|----------------------------|----------------|
| Bioackumulerande potential | Ej fastställd. |
|----------------------------|----------------|

12.4. Rörlighet i jord

Ytterligare uppgifter saknas.

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Ytterligare uppgifter saknas.

12.6. Andra skadliga effekter

: Undvik utsläpp till miljön.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallshanteringsmetoder

| | |
|--------------------------------|---|
| Rekommenderad avfallshantering | : Produkten kan spolas till ett saneringsavlopp med rikliga mängder vatten, om detta är i överensstämmelse med gällande lagar och bestämmelser. Kassera på ett säkert sätt enligt lokala/nationella bestämmelser. Låt inte komma in i ytvatten eller avlopp. Säkerställ att alla nationella/lokala bestämmelser efterföljs. |
|--------------------------------|---|

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Ekologi – avfallsmaterial | : Undvik utsläpp till miljön. |
|---------------------------|-------------------------------|

AVSNITT 14: Transportinformation

I enlighet med ADR/RID/IMDG/IATA/ADN

14.1. UN-nummer

Inget farligt gods med avseende på transportbestämmelser.

14.2. Officiell UN-transportbenämning

Ej tillämpligt.

14.3. Transportriskklass(er)

Ej tillämpligt.

14.4. Förpackningsgrupp

Ej tillämpligt.

14.5. Miljörisker

| | |
|------------------|------------------------------------|
| Miljöfarligt | : Nej |
| Marin förorening | : Nej |
| Övriga uppgifter | : Kompletterande uppgifter saknas. |

14.6. Speciella försiktighetsåtgärder för användaren

14.6.1. Landtransport

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Transportkategori (ADR) | : Ej farligt gods. |
|-------------------------|--------------------|

14.6.2. Sjötransport

| | |
|------------|--------------------|
| IMDG-klass | : Ej farligt gods. |
|------------|--------------------|

Prolystica® 2X Concentrate Neutral Detergent

Säkerhetsdatablad

Enligt förordning (EU) nr 453/2010

14.6.3. Flygtransport

ICAO/IATA-klass : Ej farligt gods.

14.6.4. Sjötransport inomlands

Ytterligare uppgifter saknas.

14.7. Transport i bulk i enlighet med bilaga II i MARPOL 73/78 och IBC-koden

Ej tillämpligt.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

15.1.1. EU-förordningar

Innehåller inga ämnen i REACH-kandidatlistan.

15.1.2. Nationella förordningar

Ytterligare uppgifter saknas.

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen kemisk säkerhetsbedömning har utförts.

AVSNITT 16: Övriga uppgifter

Revisionsdatum : 11/01/2018

Viktiga datakällor : EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006.

Inga

Full text för H- och EUH-fraser:

| | |
|--------------------------|--|
| Akut giftighet 4 (oralt) | Akut giftighet (oralt), kategori 4 |
| Skadar ögon 1 | Allvarliga ögonskador/ögonirritation, kategori 1 |
| Irriterar ögon 2 | Allvarliga ögonskador/ögonirritation, kategori 2 |
| Irriterar hud 2 | Fråter/irriterar hud, kategori 2 |
| STOT SE 3 | Specifik organtoxicitet (enstaka exponering), kategori 3 |
| H302 | Skadligt vid förtäring |
| H315 | Irriterar huden |
| H316 | Orsakar lätt hudirritation |
| H318 | Orsakar allvarliga ögonskador |
| H319 | Orsakar allvarlig ögonirritation |
| H320 | Orsakar ögonirritation |
| H335 | Kan orsaka irritation i luftvägarna |

SDS EU (REACH bilaga II)

Informationen i det här säkerhetsbladet är inte en specifikation och garanterar inte specifika egenskaper. Informationen är avsedd att tillhandahålla allmän information om hälsa och säkerhet baserat på vad vi vet om hantering, lagring och användning av produkten. Informationen är inte tillämplig vid icke-standardiserad användning av produkten eller om instruktioner eller rekommendationer inte har efterföljts.