

AFSNIT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af virksomheden/foretagendet

1.1. Produktidentifikator

Produktform	: Blanding
Handelsnavn	: Prolystica® 2X Concentrate Neutral Detergent
Produktkode	: 1C32

1.2. Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen og anvendelser, der frarådes

1.2.1. Relevante identificerede anvendelser

Specifikation for industriel/professionel brug	: Kun til hospitals- og erhvervsbrug. Ikke til brug i hjemmet.
Brug af stoffet/blandingen	: Neutralt rengøringsmiddel

1.2.2. Anvendelser, der frarådes

Ingen yderligere oplysninger til rådighed.

1.3. Oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Producent:

STERIS Corporation
P. O. Box 147, St. Louis, MO 63166, US
Informationstelefonnummer: 1-800-548-4873 (kundeservice - sundhedsprodukter)
Nødtelefonnr. i USA 1-314-535-1395 (STERIS), 1-800-424-9300 (CHEMTREC)

Leverandør:

STERIS Ireland Limited
IDA Business and Technology Park
Tullamore
County Offaly
R35 X865
Ireland.
Telefonnummer for produktinformation/tekniske oplysninger: +44 (0) 116 276 8636
E-mail: asksteris_msds@steris.com

1.4. Nødtelefonnummer

Nødtelefonnummer : +44 (0) 1895 622 639

AFSNIT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Hudætsn./-irritation 3 H316

Øjensk. 2B H320

H-sætningernes fulde tekst: Se afsnit 16.

Uønskede fysiokemiske, helbredsmæssige og miljømæssige virkninger

Ingen yderligere oplysninger til rådighed.

2.2. Mærkningselementer

Mærkning iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Signalord (CLP)	: Advarsel
Faresætninger (CLP)	: H316 - Forårsager let hudirritation H320 - Forårsager øjenirritation
Sikkerhedssætninger (CLP)	: P264 - Vask grundigt efter brug P305+P351+P338 - VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning P332+P313 - Ved hudirritation: Søg lægehjælp. P337+P313 - Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

2.3. Andre farer

Ingen yderligere oplysninger til rådighed.

AFSNIT 3: Sammensætning/oplysninger om indholdsstoffer

3.1. Stof

Ikke relevant.

Prolystica® 2X Concentrate Neutral Detergent

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 453/2010

3.2. Blanding

Navn	Produktidentifikator	%	Klassificering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]
Ethoxylated alkohol OverfladeAktive stof	(CAS-nr.) 68439-46-3 (EF-nr.) 614-482-0	1 - 5	Akut toks. 4 (oral), H302 Øjensk. 1, H318
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha, -phenyl-, omega, -hydroxy	(CAS-nr.) 9004-78-8 (EF-nr.) 500-013-6	1 - 5	Hudirrit. 2, H315 Irrit. for øjne 2, H319
1-Octanamin, N,N-dimethyl-, N-oxid	(CAS-nr.) 2605-78-9 (EF-nr.) 607-854-9 (REACH No) 01-2119409076-45-0002	1 - 2	Hudirrit. 2, H315 Irrit. for øjne 2, H319 STOT SE 3, H335
Methyl-oxiran-polymer med oxiran	(CAS-nr.) 9003-11-6	0,5 - 1,5	Ikke klassificeret

H-sætningernes fulde tekst: Se afsnit 16.

AFSNIT 4: Førstehjælpeforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

- Generelle førstehjælpsforanstaltninger : Giv aldrig en bevidstløs person noget oralt. Ved ildebefindende er lægebehandling nødvendig (vis etiketten, hvis det er muligt).
- Førstehjælpeforanstaltninger efter indånding : Flyt patienten til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejtrækningen. Giv kunstigt åndedræt, hvis den tilskadekomne ikke trækker vejret. Søg straks læge.
- Førstehjælpeforanstaltninger efter kontakt med huden : Skyl straks huden med rigeligt med vand i mindst 15 minutter. Alt tilsudset tøj tages straks af. Skyl huden med vand. Søg lægehjælp, hvis hudirritationen vedvarer.
- Førstehjælpeforanstaltninger efter kontakt med øjnene : Skyl straks øjnene med rigeligt med rindende vand i 10 til 15 minutter, mens øjenlågene holdes åbne, og søg øjenlæge. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Søg straks lægehjælp.
- Førstehjælpeforanstaltninger efter indtagelse : Hvis den tilskadekomne er ved fuld bevidsthed/vågen. Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Giv vand eller mælk, hvis personen er ved fuld bevidsthed.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

- Symptomer/skader efter kontakt med huden : Gentagen eller længerevarende hudkontakt kan forårsage hudirritation.
- Symptomer/skader efter kontakt med øjnene : Moderat irriterende for øjnene.

4.3. Angivelse af, om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Ingen yderligere oplysninger til rådighed.

AFSNIT 5: Brandslukning

5.1. Slukningsmidler

- Egnede slukningsmidler : Brug slukningsmidler, der er egnede til omgivende brand.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

- Farlige nedbrydningsprodukter i tilfælde af brand : Kulilte og kuldioxid.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

- Anvisninger i brandslukning : Udvis forsigtighed ved bekæmpelse af enhver kemisk brand. Undgå, at vand fra brandslukning trænger ud i miljøet.
- Beskyttelsesudstyr til brandmandskab : Gå ikke ind på brandområdet uden korrekt beskyttelsesudstyr, herunder åndedrætsværn.

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, beskyttelsesudstyr og nødprocedurer

- Generelle foranstaltninger : Stop udsivning, hvis det kan gøres sikkert. Undgå kontakt med huden, øjnene og tøjet. Undgå indånding af tåge eller spray. Spildt materiale kan udgøre en risiko for glidning. Sørg for tilstrækkelig luftventilation. Arbejd i et område med god udluftning.

6.1.1. For ikke-indsatspersonel

- Nødprocedurer : Evakuer unødvendigt personel.

6.1.2. For indsatspersonel

- Beskyttelsesudstyr : Udstyr rengøringspersonel med passende beskyttelse.
- Nødprocedurer : Udluft området.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå indtrængen i kloakker og offentlige vandforsyninger. Underret myndighederne, hvis væske trænger ud i kloakker eller offentlige vandsystemer.

6.3. Metoder til inddæmning og oprensning

- Metoder til oprensning : Spild kan tørres op med en svaber efterfulgt af skylning med vand. Mindre spild kan skylles ud i en sanitær kloak med rigelige mængder vand.

Prolystica® 2X Concentrate Neutral Detergent

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 453/2010

6.4. Henvisning til andre afsnit

Se Afsnit 8. Eksponeringskontrol og personlige værnemidler.

AFSNIT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

- Forholdsregler for sikker håndtering : Produkt udelukkende til hospitals- og erhvervsbrug. Læs etiketten før brug. Undgå al kontakt med øjne og hud, og indånd ikke damp og tåge. Sørg for god ventilation i procesområdet for at forhindre dampdannelse. Der findes yderligere oplysninger i Afsnit 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler.
- Hygiejnemæssige forholdsregler : Vask hænder og andre eksponerede områder med mild sæbe og vand inden der spises, drikkes og ryges, og når arbejdspladsen forlades. Adskil arbejdstøj fra privat tøj. Vask tøj separat. Håndteres i overensstemmelse med god industriel hygiejne og sikkerhedspraksis.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

- Tekniske foranstaltninger : Der skal være en vaskeinstallation/vand til rengøring af øjne og hud til rådighed. Sørg for punktventilation eller andre tekniske kontroller for at holde luftbårne koncentrationer af tåge og/eller damp under de anbefalede eksponeringsgrænser.
- Opbevaringsbetingelser : Må kun opbevares i den oprindelige beholder. Hold beholderen lukket, når den ikke er i brug. Skal opbevares på et tørt, køligt sted med god udluftning.

7.3. Specifik(ke) slutanvendelse(r)

Ingen yderligere oplysninger til rådighed.

AFSNIT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Ikke relevant.

8.2. Eksponeringskontrol

- Egnede tekniske kontroller : Sørg for punktventilation eller andre tekniske kontroller for at holde luftbårne koncentrationer af tåge og/eller damp under de anbefalede eksponeringsgrænser.
- Personlige værnemidler : Undgå al unødvendig eksponering. Personlige værnemidler skal vælges på basis af de betingelser, under hvilke produktet håndteres eller anvendes. Beskyttelsestøj. Handsker. Sikkerhedsbriller.



- Håndbeskyttelse : Bær gummihandsker.
- Øjenbeskyttelse : Bær kemiske beskyttelsesbriller eller sikkerhedsbriller.
- Hud- og kropsbeskyttelse : Bær egnet beskyttelsestøj.
- Åndedrætsværn : Ved utilstrækkelig udluftning skal der anvendes egnet åndedrætsværn.
- Yderligere oplysninger : Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brug.

AFSNIT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

- Fysisk tilstand : Flydende
- Udseende : Klar
- Farve : Farveløs til bleggul
- Lugt : Ingen data til rådighed
- Lugtterskel : Ingen data til rådighed
- pH : Ca. 7,7
- Relativ fordampningshastighed (butylacetat = 1) : Ingen data til rådighed
- Smeltepunkt : Ingen data til rådighed
- Frysepunkt : Ingen data til rådighed
- Kogepunkt : Ingen data til rådighed
- Flammepunkt : Ingen data til rådighed
- Selvantændelsestemperatur : Ingen data til rådighed
- Nedbrydningsstemperatur : Ingen data til rådighed
- Antændelighed (fast, gas) : Ingen data til rådighed
- Damptryk : Ingen data til rådighed

Prolystica® 2X Concentrate Neutral Detergent

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 453/2010

Relativ dampdensitet ved 20 °C	: Ingen data til rådighed
Relativ densitet	: Ingen data til rådighed
Densitet	: 1,03 g/ml vægtfylde
Opløselighed	: Vand: Fuldstændigt opløseligt
Log Pow	: Ingen data til rådighed
Viskositet, kinematisk	: Ingen data til rådighed
Viskositet, dynamisk	: Ingen data til rådighed
Eksplorative egenskaber	: Ingen data til rådighed
Brandnærende egenskaber	: Ingen data til rådighed
Eksplisionsgrænser	: Ingen data til rådighed

9.2. Yderligere oplysninger

Ingen yderligere oplysninger til rådighed.

AFSNIT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Ingen yderligere oplysninger til rådighed.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

10.3. Mulighed for farlige reaktioner

Farlig polymerisering vil ikke forekomme.

10.4. Forhold, der skal undgås

Ingen yderligere oplysninger til rådighed.

10.5. Uforenelige materialer

Ingen yderligere oplysninger til rådighed.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Varmenedbrydning genererer: Røg. Kulilte og kuldioxid.

AFSNIT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut toksicitet : Ikke klassificeret
Baseret på tilgængelige data opfyldes klassificeringskriterierne ikke.

Prolystica® 2X Concentrate Neutral Detergent	
LD50 oral rotte	> 2000 mg/kg

Ethoxylated alkohol OverfladeAktive stof (68439-46-3)	
LD50 oral rotte	1400 mg/kg
LD50 dermal kanin	> 20 ml/kg
ATE CLP (oral)	4190.000 mg/kg legemsvægt

Ætsning/irritation af huden	: Gentagen eller længerevarende hudkontakt kan forårsage hudirritation pH: Ca. 7,7
Alvorlig øjenskade/øjenirritation	: Moderat irriterende for øjnene pH: Ca. 7,7
Sensibilisering af luftveje eller hud	: Ikke klassificeret Baseret på tilgængelige data opfyldes klassificeringskriterierne ikke
Kimcellemutagenicitet	: Ikke klassificeret Baseret på tilgængelige data opfyldes klassificeringskriterierne ikke
Carcinogenicitet	: Ikke klassificeret Baseret på tilgængelige data opfyldes klassificeringskriterierne ikke
Reproduktionstoksicitet	: Ikke klassificeret Baseret på tilgængelige data opfyldes klassificeringskriterierne ikke
Specifik toksicitet for målorganer (enkelt eksponering)	: Ikke klassificeret Baseret på tilgængelige data opfyldes klassificeringskriterierne ikke
Specifik toksicitet for målorganer (gentagen eksponering)	: Ikke klassificeret Baseret på tilgængelige data opfyldes klassificeringskriterierne ikke

Prolystica® 2X Concentrate Neutral Detergent

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 453/2010

Aspirationsfare	: Ikke klassificeret Baseret på tilgængelige data opfyldes klassificeringskriterierne ikke
Potentielle uønskede virkninger og symptomer i forbindelse med menneskers helbred	: Ikke klassificeret Baseret på tilgængelige data opfyldes klassificeringskriterierne ikke

AFSNIT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Økologi - generelt	De overfladeaktive stoffer i dette præparat er i overensstemmelse med kriterierne for bionedbrydelighed som foreskrevet i vedtægt (EF) nr. 648/2004 om rengøringsmidler. Data til understøttelse af denne påstand står til rådighed for de kompetente myndigheder i medlemsstaterne og vil gøres tilgængelige for dem efter direkte anmodning fra dem eller efter anmodning fra en rengøringsmiddelproducent.
--------------------	---

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Prolystica® 2X Concentrate Neutral Detergent

Persistens og nedbrydelighed	Ikke fastlagt
------------------------------	---------------

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Prolystica® 2X Concentrate Neutral Detergent

Bioakkumuleringspotentiale	Ikke fastlagt
----------------------------	---------------

12.4. Mobilitet i jord

Ingen yderligere oplysninger til rådighed.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Ingen yderligere oplysninger til rådighed.

12.6. Andre uønskede virkninger

: Undgå udledning til miljøet.

AFSNIT 13: Overvejelser vedrørende bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Anbefalinger for bortskaffelse af affald : Produktet kan skylles ud i en sanitær kloak med rigelige mængder vand, hvis det er i overensstemmelse med lokal, statslig eller national lovgivning. Bortskaffes på sikker vis i overensstemmelse med lokale/nationale forskrifter. Må ikke trænge ind i overfladevand eller afløb. Det skal sikres, at alle nationale/lokale forskrifter overholdes.

Økologi - affaldsmaterialer : Undgå udledning til miljøet.

AFSNIT 14: Transportoplysninger

I henhold til ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

14.1. UN-nummer

Ikke et fareprodukt hvad angår transportbestemmelser.

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse

Ikke relevant.

14.3. Transportfareklasse(r)

Ikke relevant.

14.4. Emballagegruppe

Ikke relevant.

14.5. Miljøfare

Farlig for miljøet	: Nej
Havforurener	: Nej
Yderligere oplysninger	: Ingen yderligere oplysninger til rådighed.

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

14.6.1. Landtransport

Transportkategori (ADR) : Ikke farlig.

14.6.2. Skibstransport

IMDG-klasse : Ikke farlig.

14.6.3. Luftfragt

ICAO/IATA-klasse : Ikke farlig.

Prolystica® 2X Concentrate Neutral Detergent

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 453/2010

14.6.4. Transport på indre vandveje

Ingen yderligere oplysninger til rådighed.

14.7. Bulktransport i overensstemmelse med Bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden

Ikke relevant.

AFSNIT 15: Lovmæssige oplysninger

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

15.1.1. EU-forordninger

Indeholder ingen REACH-kandidatstoffer.

15.1.2. Nationale forordninger

Ingen yderligere oplysninger til rådighed.

15.2. Kemisk sikkerhedsvurdering

Der er ikke blevet udført en kemisk sikkerhedsvurdering.

AFSNIT 16: Yderligere oplysninger

Dato for ændring : 11/01/2018

Kilder til nøgledata : EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDETS FORORDNING (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger, ændrings- og ophævelsesdirektiv 67/548/EØF og 1999/45/EF, samt ændringsforordning (EF) nr. 1907/2006.

Ingen

H- og EUH-sætningernes fulde tekst:

Akut toks. 4 (oral)	Akut toksicitet (oral), kategori 4
Øjensk. 1	Alvorlig øjenskade/øjenirritation, kategori 1
Irrit. for øjne 2	Alvorlig øjenskade/øjenirritation, kategori 2
Hudirrit. 2	Ætsning/irritation af huden, kategori 2
STOT SE 3	Specifik toksicitet for målorganer (enkelt eksponering), kategori 3
H302	Farlig ved indtagelse
H315	Forårsager hudirritation
H316	Forårsager let hudirritation
H318	Forårsager alvorlig øjenskade
H319	Forårsager alvorlig øjenirritation
H320	Forårsager øjenirritation
H335	Kan forårsage irritation af luftvejene

SDS EU (REACH bilag II)

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er ikke en specifikation og garanterer ikke bestemte egenskaber. Oplysningerne er beregnet til at give generelt kendskab mht. sundhed og sikkerhed på baggrund af vores kendskab til håndtering, opbevaring og brug af produktet. De er ikke gældende i forbindelse med usædvanlig eller non-standard brug af produktet, eller i situationer hvor anvisninger eller anbefalinger ikke overholdes.