

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Μορφή προϊόντος	: Μείγμα
Εμπορική ονομασία	: Prolystica® 2X Concentrate Neutral Detergent
Κωδικός προϊόντος	: 1C32

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

1.2.1. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις

Προδ. βιομηχανικής/επιχειρηματικής χρήσης : Μόνο για χρήση σε νοσοκομεία και για επαγγελματική χρήση. Δεν προορίζεται για οικιακή χρήση.

Χρήση της ουσίας/του μείγματος : Ουδέτερο απορρυπαντικό

1.2.2. Αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Δεν υπάρχουν πρόσθετες πληροφορίες διαθέσιμες.

1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας

Κατασκευαστής:

STERIS Corporation

P. O. Box 147, St. Louis, MO 63166, US

Αριθμός τηλεφώνου για πληροφορίες: 1-800-548-4873 (Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών για προϊόντα του κλάδου υγείας)

Αρ. τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης στις Η.Π.Α. 1-314-535-1395 (STERIS), 1-800-424-9300 (CHEMTREC)

Προμηθευτής:

STERIS Ireland Limited

IDA Business and Technology Park

Tullamore

County Offaly

R35 X865

Ireland.

Αρ. τηλεφώνου για το Προϊόν/Τεχνικές πληροφορίες: +44 (0) 116 276 8636

Ηλ. ταχ.: asksteris_msds@steris.com

1.4. Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης

Αριθμός επείγουσας ανάγκης : +44 (0) 1895 622 639

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας

2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό (Ε.Κ.) αρ. 1272/2008 [CLP]

Skin Corr/Irritation 3 H316

Eye Dam. 2B H320

Για το πλήρες κείμενο των φράσεων Η: βλ. Τμήμα 16.

Ανεπιθύμητες φυσικοχημικές επιπτώσεις και επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία

Δεν υπάρχουν πρόσθετες πληροφορίες διαθέσιμες.

2.2. Στοιχεία επισήμανσης

Επισήμανση σύμφωνα με τον Κανονισμό (Ε.Κ.) Αρ. 1272/2008 [CLP]

Προειδοποιητική λέξη (CLP) : Προειδοποίηση

Δηλώσεις επικινδυνότητας (CLP) : H316 - Προκαλεί ήπιο ερεθισμό του δέρματος
H320 - Προκαλεί οφθαλμικό ερεθισμό.

Δηλώσεις προφύλαξης (CLP) : P264 - Πλύνετε σχολαστικά μετά το χειρισμό
P305+P351+P338 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

P332+P313 - Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

P337+P313 - Εάν δεν υπάρχουν οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

2.3. Άλλοι κίνδυνοι

Δεν υπάρχουν πρόσθετες πληροφορίες διαθέσιμες.

ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά

3.1. Ουσία

Δεν εφαρμόζεται.

3.2. Μείγμα

Prolystica® 2X Concentrate Neutral Detergent

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

σύμφωνα με τον Κανονισμό (Ε.Κ.) Αρ. 453/2010

Όνομασία	Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος	%	Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό (Ε.Κ.) Αρ. 1272/2008 [CLP]
Αιθοξυλιωμένες Αλκοόλ Τασενεργό	(Αρ. CAS) 68439-46-3 (Αρ. EC) 614-482-0	1 - 5	Acute Tox. 4 (από το στόμα), H302 Eye Dam. 1, H318
Πολυ(οξυ-1,2-αιθαν διουλ), άλφα, -φαινυλ-, ωμέγα, -υδρόξυ	(Αρ. CAS) 9004-78-8 (Αρ. EC) 500-013-6	1 - 5	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319
1-οκταν αμίνη, Ν,N-διμεθυλ-, Ν-οξειδίο	(Αρ. CAS) 2605-78-9 (Αρ. EC) 607-854-9 (Αρ. REACH) 01-2119409076-45-0002	1 - 2	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335
Πολυμερές του μεθυλοξιρανίου με οξιράνιο	(Αρ. CAS) 9003-11-6	0,5 - 1,5	Μη ταξινομημένο

Για το πλήρες κείμενο των φράσεων Η: βλ. Τμήμα 16.

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών

- Μέτρα πρώτων βοηθειών γενικά : Μη χορηγείτε τίποτε από το στόμα, αν ο παθών δεν έχει τις αισθήσεις του. Εάν αισθάνεστε άσχημα συμβουλευθείτε αμέσως γιατρό (δείξτε την ετικέτα όταν είναι δυνατό).
- Μέτρα πρώτων βοηθειών σε περίπτωση εισπνοής : Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Εάν δεν αναπνέει, κάντε του τεχνητή αναπνοή. Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό αμέσως.
- Μέτρα πρώτων βοηθειών σε περίπτωση επαφής με το δέρμα : Ξεπλύνετε αμέσως το δέρμα με άφθονο νερό, επί τουλάχιστον 15 λεπτά. Αφαιρέστε άμεσα όλο το ρουχισμό που έχει μολυνθεί. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό. Εάν δεν υποχωρεί ο δερματικός ερεθισμός, συμβουλευθείτε/επισκεφθείτε γιατρό αμέσως.
- Μέτρα πρώτων βοηθειών σε περίπτωση επαφής με τα μάτια : Ξεπλύνετε αμέσως τα μάτια με άφθονο τρεχούμενο νερό επί 10 έως 15 λεπτά, κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά και συμβουλευθείτε/επισκεφθείτε έναν οφθαλμίατρο. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε. Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε αμέσως γιατρό.
- Μέτρα πρώτων βοηθειών σε περίπτωση κατάποσης : Εάν ο παθών διατηρεί πλήρως τις αισθήσεις του/βρίσκεται σε εγρήγορση. Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλείτε εμετό. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. Εάν ο παθών διατηρεί πλήρως τις αισθήσεις του, δώστε νερό ή γάλα.

4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, οξείες ή μεταγενέστερες

- Συμπτώματα/τραυματισμοί σε περίπτωση επαφής με το δέρμα : Η επαγγελματική ή παρατεταμένη επαφή με το δέρμα μπορεί να προκαλέσει δερματικό ερεθισμό.
- Συμπτώματα/τραυματισμοί σε περίπτωση επαφής με τα μάτια : Μέτρια ερεθιστικό για τα μάτια.

4.3. Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας

Δεν υπάρχουν πρόσθετες πληροφορίες διαθέσιμες.

ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

5.1. Πυροσβεστικά μέσα

- Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα : Χρησιμοποιήστε πυροσβεστικά μέσα κατάλληλα για περιβάλλοντα πυρκαγιάς

5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα

- Επικίνδυνα προϊόντα διάσπασης σε περίπτωση πυρκαγιάς : Μονοξειδίο του άνθρακα και διοξείδιο του άνθρακα.

5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες

- Οδηγίες για την πυρόσβεση : Να δίνετε προσοχή όταν αντιμετωπίζετε πυρκαγιά σε χώρο με χημικά. Αποτρέψτε την εισροή του νερού πυρόσβεσης στο περιβάλλον.
- Προστατευτικός εξοπλισμός για τους πυροσβέστες : Μην εισέρχετε στο χώρο της πυρκαγιάς χωρίς κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένης προστασίας του αναπνευστικού συστήματος.

6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

- Γενικά μέτρα : Σταματήστε τη διαρροή, εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος. Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια και τα ρούχα. Αποφεύγετε την εισπνοή εκνεφωμάτων ή σπρέι. Το υλικό που τυχόν έχει χυθεί, ενδέχεται να είναι επικίνδυνο για ολίσθηση. Διασφαλίζετε επαρκή αερισμό. Να εργάζεστε σε καλά αεριζόμενο χώρο.

6.1.1. Για προσωπικό μη έκτακτης ανάγκης

- Διαδικασίες έκτακτης ανάγκης : Απομάκρυνση του μη απαραίτητου προσωπικού.

6.1.2. Για άτομα που προσφέρουν πρώτες βοήθειες

- Προστατευτικός εξοπλισμός : Εξοπλίζετε το προσωπικό καθαρισμού με κατάλληλα μέσα προστασίας.
- Διαδικασίες έκτακτης ανάγκης : Αερίζετε το χώρο.

Prolystica® 2X Concentrate Neutral Detergent

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

σύμφωνα με τον Κανονισμό (Ε.Κ.) Αρ. 453/2010

6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

Απ'οτρέπειτε την απελευθέρωση της ουσίας στις αποχετεύσεις και στα ύδατα δημόσιας χρήσης. Εάν το υγρό εισρεύσει στους υπονόμους ή τα ύδατα δημόσιας χρήσης, ειδοποιήστε τις αρχές.

6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό

Μέθοδοι για καθαρισμό : Το χυμένο υλικό μπορεί να συλλεχθεί με σφουγγαρίστρα και, στη συνέχεια να ξεπλυθεί με νερό. Οι μικρές ποσότητες μπορούν να ξεπλυθούν σε υπονόμους υγιεινομικής αποχέτευσης με άφθονες ποσότητες νερού.

6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα

Βλ. Τμήμα 8. Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία

ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση

7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό

Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό : Προϊόν για χρήση μόνο σε νοσοκομεία και για επαγγελματική χρήση. Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα και μην εισπνεύετε τους ατμούς και τα εκνεφώματα. Παρέχετε καλό αερισμό στο χώρο κατεργασίας, για να αποτρέψετε το σχηματισμό ατμών. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Τμήμα 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία.

Μέτρα για την υγιεινή : Πλύνετε τα χέρια σας και τις άλλες εκτεθειμένες περιοχές με ήπιο σαπουνί και νερό προτού φάτε, πιείτε ή καπνίσετε, καθώς και όταν φεύγετε από την εργασία σας. Διαχωρίστε το ρουχισμό εργασίας από το ρουχισμό πόλης. Πλύνετε το ρουχισμό ξεχωριστά. Χειρίζεστε εφαρμόζοντας τις ορθές πρακτικές βιομηχανικής υγιεινής και ασφάλειας.

7.2. Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων

Τεχνικά μέτρα : Θα πρέπει να υπάρχουν εγκαταστάσεις πλυσίματος/νερό διαθέσιμο για τον καθαρισμό των ματιών και του δέρματος. Παρέχετε αερισμό απαγωγής ή άλλα μηχανικά μέσα ελέγχου, για να διατηρήσετε τις συγκεντρώσεις εκνεφωμάτων ή/και ατμών που μεταφέρονται με τον αέρα χαμηλότερα από τα συνιστώμενα όρια έκθεσης. Άχρωμο έως υποκίτρινο.

Συνθήκες αποθήκευσης : Διατηρείται μόνο μέσα στο αρχικό δοχείο. Να διατηρείτε τον περιέκτη κλειστό όταν δεν χρησιμοποιείται. Αποθηκεύετε σε ξηρό, δροσερό χώρο με καλό αερισμό.

7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις

Δεν υπάρχουν πρόσθετες πληροφορίες διαθέσιμες.

ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία

8.1. Παράμετροι ελέγχου

Δεν εφαρμόζεται.

8.2. Έλεγχοι έκθεσης

Κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοι : Παρέχετε αερισμό απαγωγής ή άλλα μηχανικά μέσα ελέγχου, για να διατηρήσετε τις συγκεντρώσεις εκνεφωμάτων ή/και ατμών που μεταφέρονται με τον αέρα χαμηλότερα από τα συνιστώμενα όρια έκθεσης.

Εξοπλισμός ατομικής προστασίας : Αποφύγετε τη μη απαραίτητη έκθεση. Ο εξοπλισμός ατομικής προστασίας θα πρέπει να επιλέγεται με βάση τις συνθήκες υπό τις οποίες γίνεται ο χειρισμός ή η χρήση αυτού του προϊόντος. Προστατευτικός ρουχισμός. Γάντια. Γυαλιά προστασίας.



Προστασία των χεριών : Φοράτε γάντια από καουτσούκ.
Προστασία των ματιών : Φοράτε ειδικά γυαλιά για χημικά ή γυαλιά ασφαλείας.
Προστασία του δέρματος και του σώματος : Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία.
Προστασία των αναπνευστικών οδών : Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού, φοράτε κατάλληλο εξοπλισμό προστασίας του αναπνευστικού.
Άλλες πληροφορίες : Μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε κατά τη διάρκεια της χρήσης.

ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες

9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

Φυσική κατάσταση : Υγρό
Όψη : Διαυγές
Χρώμα : Άχρωμο έως υποκίτρινο
Οσμή : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
Όριο οσμής : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

Prolystica® 2X Concentrate Neutral Detergent

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

σύμφωνα με τον Κανονισμό (Ε.Κ.) Αρ. 453/2010

pH	: 7,7 περίπου
Σχετική ταχύτητα εξάτμισης (οξικός βουτυλεστέρας=1)	: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
Σημείο πήξεως	: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
Σημείο πήξεως	: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
Σημείο ζέσεως	: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
Σημείο ανάφλεξης	: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης	: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
Θερμοκρασία αποσύνθεσης	: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
Αναφλεξιμότητα (στερεό, αέριο)	: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
Πίεση ατμών	: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
Σχετική πικνότητα ατμών στους 20 °C	: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
Σχετική πικνότητα	: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
Πικνότητα	: 1,03 g/ml Ειδικό βάρος
Διαλυτότητα	: Νερό: Πλήρως διαλυτό
Log Pow	: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
Ιώδες, κινηματικό	: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
Ιώδες, δυναμικό	: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
Εκρηκτικές ιδιότητες	: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
Οξειδωτικές ιδιότητες	: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
Όρια εκρηκτικότητας	: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

9.2. Άλλες πληροφορίες

Δεν υπάρχουν πρόσθετες πληροφορίες διαθέσιμες.

ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και δραστηριότητα

10.1. Δραστηριότητα

Δεν υπάρχουν πρόσθετες πληροφορίες διαθέσιμες.

10.2. Χημική σταθερότητα

Σταθερό υπό κανονικές συνθήκες.

10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

Δεν θα γίνει επικίνδυνος πολυμερισμός.

10.4. Συνθήκες προς αποφυγή

Δεν υπάρχουν πρόσθετες πληροφορίες διαθέσιμες.

10.5. Μη συμβατά υλικά

Δεν υπάρχουν πρόσθετες πληροφορίες διαθέσιμες.

10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

Η θερμική διάσπαση παράγει: Αναθυμιάσεις, Μονοξείδιο του άνθρακα και διοξείδιο του άνθρακα.

ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

11.1. Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις

Οξεία τοξικότητα : Μη ταξινομημένο
Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, δεν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης.

Prolystica® 2X Concentrate Neutral Detergent	
LD50 από το στόμα σε αρουραίο	> 2000 mg/kg
Αιθοξυλιωμένες Αλκοόλ Τασενεργό (68439-46-3)	
LD50 από το στόμα σε αρουραίο	1400 mg/kg
LD50 δερματική έκθεση σε κουνέλι	> 20 ml/kg
ATE CLP (από το στόμα)	4190,000 mg/kg σωματικού βάρους

Διάβρωση/ερεθισμός του δέρματος : Η επανειλημμένη ή παρατεταμένη επαφή με το δέρμα μπορεί να προκαλέσει δερματικό ερεθισμό
pH: 7,7 περίπου

Σοβαρή βλάβη/ερεθισμός των ματιών : Μέτρια ερεθιστικό για τα μάτια
pH: 7,7 περίπου

Prolystica® 2X Concentrate Neutral Detergent

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

σύμφωνα με τον Κανονισμό (Ε.Κ.) Αρ. 453/2010

Αναπνευστική ευαισθητοποίηση ή ευαισθητοποίηση του δέρματος	: Μη ταξινομημένο Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, δεν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης
Μεταλλαξιγένεση γεννητικών κυττάρων	: Μη ταξινομημένο Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, δεν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης
Καρκινογένεση	: Μη ταξινομημένο Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, δεν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης
Τοξικότητα για την αναπαραγωγή	: Μη ταξινομημένο Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, δεν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης
Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (εφάπαξ έκθεση)	: Μη ταξινομημένο Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, δεν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης
Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (επανελημμένη έκθεση)	: Μη ταξινομημένο Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, δεν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης
Κίνδυνος εισπνοής	: Μη ταξινομημένο Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, δεν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης
Πιθανές ανεπιθύμητες επιπτώσεις και συμπτώματα στην ανθρώπινη υγεία	: Μη ταξινομημένο Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, δεν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης.

ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες

12.1. Τοξικότητα

Οικολογία – γενικά	: Το(Τα) τασιενεργό(ά) που περιέχεται(ονται) σε αυτό το σκεύασμα πληροί(ούν) τα κριτήρια βιοαποικοδομησιμότητας, όπως αναφέρονται στον Κανονισμό (Ε.Κ.) Αρ. 648/2004 για τα απορρυπαντικά. Τα στοιχεία που υποστηρίζουν αυτόν τον ισχυρισμό διατηρούνται στη διάθεση των αρμόδιων αρχών των Κρατών Μελών και θα διατεθούν σε αυτές εφόσον υποβάλουν απευθείας αίτημα ή υποβληθεί αίτημα από κάποιον κατασκευαστή απορρυπαντικών.
--------------------	--

12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης

Prolystica® 2X Concentrate Neutral Detergent

Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης | Δεν έχει προσδιοριστεί.

12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης

Prolystica® 2X Concentrate Neutral Detergent

Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης | Δεν έχει προσδιοριστεί.

12.4. Κινητικότητα στο έδαφος

Δεν υπάρχουν πρόσθετες πληροφορίες διαθέσιμες.

12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης ABT και αΑαB

Δεν υπάρχουν πρόσθετες πληροφορίες διαθέσιμες.

12.6. Άλλες αρνητικές επιπτώσεις

: Αποφύγετε την απελευθέρωση στο περιβάλλον.

ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση

13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων

Συστάσεις για τη διάθεση των αποβλήτων : Το προϊόν μπορεί να εκπλυθεί σε σύστημα υγειονομικών υπονόμων με άφθονες ποσότητες νερού, εάν κάτι τέτοιο είναι σύμφωνο με την τοπική ή εθνική νομοθεσία. Να διατίθεται με ασφαλή τρόπο, σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς κανονισμούς. Μην επιπρέτε την εισροή στα επιφανειακά ύδατα ή στις υδρορροές. Διασφαλίστε την τήρηση όλων των εθνικών/τοπικών κανονισμών.

Οικολογία - απόβλητα υλικά : Αποφύγετε την απελευθέρωση στο περιβάλλον.

ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά

Σύμφωνα με ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

14.1. Αριθμός O.H.E.

Δεν αποτελεί επικίνδυνο αγαθό, με την έννοια των κανονισμών μεταφοράς.

14.2. Οικεία ονομασία αποστολής OHE

Δεν εφαρμόζεται.

14.3. Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη μεταφορά

Δεν εφαρμόζεται.

14.4. Ομάδα συσκευασίας

Δεν εφαρμόζεται.

Prolystica® 2X Concentrate Neutral Detergent

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

σύμφωνα με τον Κανονισμό (Ε.Κ.) Αρ. 453/2010

14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

Επικίνδυνο για το περιβάλλον : Όχι
Θαλάσσιος ρυπαντής : Όχι
Άλλες πληροφορίες : Δεν υπάρχουν συμπληρωματικές πληροφορίες διαθέσιμες.

14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη

14.6.1. Χερσαία μεταφορά

Κατηγορία μεταφοράς (ADR) : Μη επικίνδυνο.

14.6.2. Θαλάσσια μεταφορά

Κλάση IMDG : Μη επικίνδυνο.

14.6.3. Αερομεταφορά

Κλάση ICAO/IATA : Μη επικίνδυνο.

14.6.4. Εσωτερική πλωτή μεταφορά

Δεν υπάρχουν πρόσθετες πληροφορίες διαθέσιμες.

14.7. Χύδην μεταφορά σύμφωνα με το παράρτημα II της σύμβασης MARPOL 73/78 και του κώδικα IBC

Δεν εφαρμόζεται.

ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία σχετικά με τη νομοθεσία

15.1. Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα

15.1.1. Κανονισμοί ΕΕ

Δεν περιέχει καμία ουσία υποψήφια για ένταξη στο REACH.

15.1.2. Εθνικοί κανονισμοί

Δεν υπάρχουν πρόσθετες πληροφορίες διαθέσιμες.

15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας

Δεν έχει διενεργηθεί αξιολόγηση χημικής ασφάλειας.

ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες

Ημερομηνία αναθεώρησης : 11/01/2018

Πηγές βασικών δεδομένων : ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (Ε.Κ.) Αρ. 1272/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 αναφορικά με την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία ουσιών και μειγμάτων, ο οποίος τροπ οπ οίει και καταργεί τις Οδηγίες 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και τροπ οπ οίει τον Κανονισμό (Ε.Κ.) αρ. 1907/2006.

Καμία

Πλήρες κείμενο των φράσεων H- και EUH:

Acute Tox. 4 (από το στόμα)	Οξεία τοξικότητα (από το στόμα), Κατηγορία 4
Eye Dam. 1	Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/ερεθισμός των οφθαλμών, Κατηγορία 1
Eye Irrit. 2	Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/ερεθισμός των οφθαλμών, Κατηγορία 2
Skin Irrit. 2	Διάβρωση και ερεθισμός του δέρματος, Κατηγορία 2
STOT SE 3	Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (εφάπαξ έκθεση), Κατηγορία 3
H302	Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης
H315	Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος
H316	Προκαλεί ήπιο ερεθισμό του δέρματος
H318	Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη
H319	Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό
H320	Προκαλεί οφθαλμικό ερεθισμό
H335	Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού

Δ.Δ.Α. Ε.Ε. (REACH Παράρτημα II)

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το δελτίο δεδομένων δεν αποτελούν προδιαγραφές, ούτε εγγύηση για συγκεκριμένες ιδιότητες. Οι πληροφορίες έχουν σκοπό να παράσχουν γενικές γνώσεις όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια, με βάση τις γνώσεις που διαθέτουμε σχετικά με το χειρισμό, την αποθήκευση και τη χρήση του προϊόντος. Δεν ισχύουν για μη τυπικές ή ασυνήθεις χρήσεις του προϊόντος ή για περιπτώσεις όπου δεν τηρούνται οι οδηγίες ή οι συστάσεις.