

**AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/firmaet****1.1. Produktidentifikator**

Produktform	: Blanding
Varenavn	: Prolystica® 2X Concentrate Neutral Detergent
Produktkode	: 1C32

**1.2. Relevante identifiserte bruksmåter for stoffet eller blandingen og bruksmåter som ikke anbefales****1.2.1. Relevante identifiserte bruksmåter**

Industriell bruk / bruk i fagmiljøer	: Bare til bruk på sykehus og i fagmiljøer. Ikke egnet for hjemmebruk.
Bruk av stoffet/blandingen	: Nøytralt vaskemiddel

**1.2.2. Bruksmåter som ikke anbefales**

Ingen ekstra informasjon tilgjengelig.

**1.3. Opplysninger for leverandøren av sikkerhetsdatabladet**

Produsent:

STERIS Corporation  
P. O. Box 147, St. Louis, MO 63166, US  
Telefonnummer for informasjon: +1-800-548-4873 (kundeforhold – helseprodukter)  
Nødtelefonnr. for USA +1-314-535-1395 (STERIS); +1-800-424-9300 (CHEMTREC)

Leverandør:

STERIS Ireland Limited  
IDA Business and Technology Park  
Tullamore  
County Offaly  
R35 X865  
Ireland.  
Telefonnr. for produktinformasjon / teknisk informasjon: +44 (0) 116 276 8636  
E-post: asksteris\_msds@steris.com

**1.4. Nødtelefonnummer**

Nødnummer : +44 (0) 1895 622 639

**AVSNITT 2: Fareidentifikasjon****2.1. Klassifisering av stoffet eller blandingen****Klassifisering i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]**

Hudirr./irritasjon 3 H316  
Øyeskad. 2B H320

Full tekst til H-setninger: se avsnitt 16.

**Negative fysikalsk-kjemiske, helsemessige og miljømessige virkninger**

Ingen ekstra informasjon tilgjengelig.

**2.2. Etikettelementer****i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]**

Signalord (CLP)	: Advarsel!
Fareerklæringer (CLP)	: H316 – Gir lett hudirritasjon. H320 – Irriterer øynene.
Forholdsregler (CLP)	: P264 – Vask grundig etter bruk. P305+P351+P338 – VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. P332+P313 – Ved hudirritasjon: Søk legehjelp. P337+P313 – Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

**2.3. Andre farer**

Ingen ekstra informasjon tilgjengelig.

**AVSNITT 3: Sammensetning/informasjon om ingredienser****3.1. Stoff**

Ikke aktuelt.

# Prolystica® 2X Concentrate Neutral Detergent

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 453/2010

### 3.2. Blanding

Navn	Produktidentifikator	%	Klassifisering i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]
Ethoxylated alcohol surfactant	(CAS-nr.) 68439-46-3 (EF-nr.) 614-482-0	1-5	Akutt toks. 4 (oral), H302 Øyeskad. 1, H318
Poly(oksi-1,2-etandiy), alfa, -fenyl-, omega, -hydroksy	(CAS-nr.) 9004-78-8 (EF-nr.) 500-013-6	1-5	Hudirrit. 2, H315 Øyeirr. 2, H319
1-oktanamin, N,N-dimetyl-, N-oksid	(CAS-nr.) 2605-78-9 (EF-nr.) 607-854-9 (REACH-nr.) 01-2119409076-45-0002	1-2	Hudirrit. 2, H315 Øyeirr. 2, H319 STOT SE 3, H335
Metyl-oksiranpolymer med oksiran	(CAS-nr.) 9003-11-6	0,5-1,5	Ikke klassifisert

Full tekst til H-setninger: se avsnitt 16.

## AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

- Førstehjelpstiltak generelt : Aldri gi noe gjennom munnen til en bevisstløs person. Hvis du føler deg uvel, kontakt lege øyeblikkelig (vis etiketten hvis mulig).
- Førstehjelpstiltak ved innånding : Flytt pasienten til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. Dersom han/hun ikke puster, må det gis kunstig åndedrett. Søk legehjelp umiddelbart.
- Førstehjelpstiltak ved hudkontakt : Skyll straks huden med rikelig med vann i minst 15 minutter. Fjern straks alle tilsølte klær. Skyll huden med vann. Hvis hudirritasjonen vedvarer, søk legehjelp.
- Førstehjelpstiltak ved øyekontakt : Skyll umiddelbart øynene med rikelige mengder rennende vann i 10 til 15 minutter mens du holder øyet åpent, og ta kontakt med en øyenlege. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Søk legehjelp umiddelbart.
- Førstehjelpstiltak ved svelging : Hvis personen er helt bevisst/oppmerksom. Skyll munnen. IKKE framkall brekning. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. Gi vann eller melk hvis personen er helt bevisst.

### 4.2. Viktigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

- Symptomer/skader ved hudkontakt : Gjentatt eller langvarig hudkontakt kan føre til hudirritasjon.
- Symptomer/skader ved øyekontakt : Moderat irriterende for øynene.

### 4.3. Indikasjon på eventuelt behov for umiddelbar medisinsk hjelp og spesiell behandling

Ingen ekstra informasjon tilgjengelig.

## AVSNITT 5: Brannslukningstiltak

### 5.1. Brannslukningsmidler

- Passende brannslukningsmidler : Bruk brannslukningsmidler som egner seg for brannen.

### 5.2. Spesielle farer som oppstår fra stoffet eller blandingen

- Farlige nedbrytningsprodukter i tilfelle brann : Karbonmonoksid og karbondioksid.

### 5.3. Råd for brannslukkere

- Brannslukningsinstruksjoner : Utvis forsiktighet når du slukker kjemikaliebranner. Hindre at vann fra brannslukning kommer inn i miljøet.
- Verneutstyr for brannslukkere : Ikke gå inn i brannområdet uten skikkelig verneutstyr, inkludert åndedrettsvern.

### 6.1. Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer

- Generelle tiltak : Stopp lekkasje dersom dette kan gjøres på en sikker måte. Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Unngå innånding av tåke eller aerosoler. Sølt materiale kan utgjøre en sklifare. Sørg for tilstrekkelig lufting. Jobb i et godt ventilert område.

#### 6.1.1. For personell som ikke er nødpersonell

- Nødprosedyrer : Evakuer unødvendig personell.

#### 6.1.2. For ambulanspersonell

- Verneutstyr : Utstyr rengjøringsgruppen med skikkelig beskyttelse.
- Nødprosedyrer : Luft området.

### 6.2. Miljømessige forholdsregler

Forhindre at væske kommer inn i kloakk og offentlig vannverk. Underrett myndighetene hvis væske kommer inn i kloakk eller offentlig vannverk.

### 6.3. Metoder og materiale for begrensning og opprydning

- Metoder for opprydning : Søl kan tørkes opp med en mopp etterfulgt av skylling med vann. Små mengder søl kan helles i avløpsvannet med rikelige mengder vann.

# Prolystica® 2X Concentrate Neutral Detergent

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 453/2010

### 6.4. Henvisning til andre avsnitt

Se avsnitt 8. Eksponeringskontroll og personlig beskyttelse.

## AVSNITT 7: Håndtering og oppbevaring

### 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

- Forholdsregler for sikker håndtering : Produkt bare til bruk på sykehus og i fagmiljøer. Les etiketten før bruk. Unngå all øye- og hudkontakt, og ikke pust inn damp og tåke. Luft godt i behandlingsområdet for å hindre at damp dannes. Se avsnitt 8 for ytterligere informasjon: Eksponeringskontroll / personlig beskyttelse.
- Hygienetiltak : Vask hendene og andre eksponerte områder med mild såpe og vann før du spiser, drikker eller røyker, og når du går fra jobb. Skill arbeidsklærne dine fra vanlige klær. Vask dem separat. Håndter i tråd med god industrihygiene og sikkerhetsprosedyrer.

### 7.2. Betingelser for sikker oppbevaring, inkludert eventuelle inkompatibiliteter

- Tekniske tiltak : En vaskefasilitet/vann for rengjøring av øyne og hud skal være tilstede. Sørg for fargeløs eller lys guldfarget utslippsventilasjon eller andre tekniske kontroller for å holde luftbårne konsentrasjoner av tåker og/eller damper under de anbefalte eksponeringsgrensene.
- Oppbevaringsbetingelser : Må kun oppbevares i den originale emballasjen. Pass på at beholderen er lukket når den ikke er i bruk. Oppbevares på et tørt, kjølig og godt ventilert sted.

### 7.3. Spesifikk sluttbruk

Ingen ekstra informasjon tilgjengelig.

## AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig beskyttelse

### 8.1. Kontrollparametere

Ikke aktuelt.

### 8.2. Eksponeringskontroll

- Passende tekniske kontroller : Sørg for utslippsventilasjon eller andre tekniske kontroller for å holde luftbårne konsentrasjoner av tåker og/eller damper under de anbefalte eksponeringsgrensene.
- Personlig verneutstyr : Unngå all unødvendig eksponering. Personlig verneutstyr skal velges basert på forholdene som dette produktet håndteres eller brukes i. Verneklær. Hansker. Vernebriller.



- Håndvern : Bruk gummihansker.
- Øyevern : Ha på deg kjemiske sprutevernebriller eller vernebriller.
- Hud- og kroppsværn : Bruk egnede verneklær.
- Åndedrettsvern : Ved utilstrekkelig ventilasjon, må det benyttes egnet åndedrettsvern.
- Annen informasjon : Ikke spis, drikk eller røyk under bruk.

## AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

### 9.1. Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

- Fysisk tilstand : Flytende
- Utseende : Gjennomsiktig
- Farge : Fargeløs til lys gulaktig
- Lukt : Ingen data tilgjengelig
- Lukterskel : Ingen data tilgjengelig
- pH : 7,7 Ca.
- Relativ fordampningshastighet (butylacetat=1) : Ingen data tilgjengelig
- Smeltepunkt : Ingen data tilgjengelig
- Frysepunkt : Ingen data tilgjengelig
- Kokepunkt : Ingen data tilgjengelig
- Flammepunkt : Ingen data tilgjengelig
- Selvantennende temperatur : Ingen data tilgjengelig
- Nedbrytningstemperatur : Ingen data tilgjengelig
- Antennelighet (fast stoff, gass) : Ingen data tilgjengelig
- Damptrykk : Ingen data tilgjengelig
- Relativ damp tetthet ved 20 °C : Ingen data tilgjengelig

# Prolystica® 2X Concentrate Neutral Detergent

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 453/2010

Relativ tetthet	: Ingen data tilgjengelig
Tetthet	: 1,03 g/ml Spesifikk tetthet
Vannløselighet	: Vann: Helt oppløselig
Log Pow	: Ingen data tilgjengelig
Viskositet, kinematisk	: Ingen data tilgjengelig
Viskositet, dynamisk	: Ingen data tilgjengelig
Eksplorative egenskaper	: Ingen data tilgjengelig
Oksiderende egenskaper	: Ingen data tilgjengelig
Antennelsesgrenser	: Ingen data tilgjengelig.

### 9.2. Annen informasjon

Ingen ekstra informasjon tilgjengelig.

## AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

Ingen ekstra informasjon tilgjengelig.

### 10.2. Kjemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

### 10.3. Mulighet for farlige reaksjoner

Farlig polymerisering vil ikke oppstå.

### 10.4. Forhold som må unngås

Ingen ekstra informasjon tilgjengelig.

### 10.5. Inkompatible materialer

Ingen ekstra informasjon tilgjengelig.

### 10.6. Farlige nedbrytningsprodukter

Termisk nedbrytning genererer: Røyk. Karbonmonoksid og karbondioksid.

## AVSNITT 11: Toksikologisk informasjon

### 11.1. Informasjon om toksikologiske virkninger

Akutt toksisitet : Ikke klassifisert  
Basert på tilgjengelig data oppfylles ikke klassifiseringskriteriene.

Prolystica® 2X Concentrate Neutral Detergent	
LD50 oral rotte	> 2000 mg/kg

Ethoxylated alcohol surfactant (68439-46-3)	
LD50 oral rotte	1400 mg/kg
LD50 hud kanin	> 20 ml/kg
ATE CLP (oral)	4 190 000 mg/kg kroppsvekt

Etsende/irriterende på hud	: Gjentatt eller langvarig hudkontakt kan føre til hudirritasjon pH: 7,7 Ca.
Alvorlig skade eller irritasjon på øynene	: Moderat irriterende for øynene pH: 7,7 Ca.
Åndedretts- eller hudirritasjon	: Ikke klassifisert Basert på tilgjengelig data oppfylles ikke klassifiseringskriteriene
Kimcelle-mutagenisitet	: Ikke klassifisert Basert på tilgjengelig data oppfylles ikke klassifiseringskriteriene
Karsinogenisitet	: Ikke klassifisert Basert på tilgjengelig data oppfylles ikke klassifiseringskriteriene
Forplantningsgiftig	: Ikke klassifisert Basert på tilgjengelig data oppfylles ikke klassifiseringskriteriene
Toksisitet på det spesifikke målorganet (enkeleeksponering)	: Ikke klassifisert Basert på tilgjengelig data oppfylles ikke klassifiseringskriteriene
Toksisitet på det spesifikke målorganet (gjentatt eksponering)	: Ikke klassifisert Basert på tilgjengelig data oppfylles ikke klassifiseringskriteriene

# Prolystica® 2X Concentrate Neutral Detergent

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 453/2010

Aspirasjonsfare	: Ikke klassifisert Basert på tilgjengelig data oppfylles ikke klassifiseringskriteriene
Potensielle negative helseeffekter og symptomer	: Ikke klassifisert Basert på tilgjengelig data oppfylles ikke klassifiseringskriteriene

### AVSNITT 12: Økologisk informasjon

#### 12.1. Toksisitet

Økologi – generelt	Overflatemiddelet(midlene) som finnes i denne klargjøringen, oppfyller kriteriet om biologisk nedbrytbarhet slik det fremsettes i Forordning (EF) nr. 648/2004 for rengjøringsmidler. Data for å støtte denne forsikringen oppbevares hos de kompetente myndighetene for medlemsstatene og vil gjøres tilgjengelige for dem ved direkte forespørsel eller på forespørsel fra en rengjøringsmiddelprodusent.
--------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 12.2. Vedvarenhet og nedbrytbarhet

##### Prolystica® 2X Concentrate Neutral Detergent

Vedvarenhet og nedbrytbarhet	Ikke fastsatt.
------------------------------	----------------

#### 12.3. Bioakkumulativt potensiale

##### Prolystica® 2X Concentrate Neutral Detergent

Bioakkumulativt potensiale	Ikke fastsatt.
----------------------------	----------------

#### 12.4. Mobilitet i jord

Ingen ekstra informasjon tilgjengelig.

#### 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Ingen ekstra informasjon tilgjengelig.

#### 12.6. Andre negative effekter

: Unngå utslipp til miljøet.

### AVSNITT 13: Hensyn ved avfallshåndtering

#### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Anbefalinger for avfallshåndtering	: Produkt kan skylles ned i en sanitærkloakk med rikelige mengder vann, hvis det er i samsvar med lokale, regionale, eller nasjonale forskrifter. Kasser på en trygg måte i henhold til lokale/nasjonale forskrifter. Ikke la det komme inn i overflateavløp eller -renner. Sørg for at alle nasjonale/lokale forskrifter følges.
------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Økologi – avfallsmaterialer : Unngå utslipp til miljøet.

### AVSNITT 14: Transportinformasjon

I tråd med ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

#### 14.1. UN-nummer

Ikke farlig produkt i forbindelse med transportforskrifter.

#### 14.2. UN-korrekt forsendelsesnavn

Ikke aktuelt.

#### 14.3. Transportfareklasse(r)

Ikke aktuelt.

#### 14.4. Pakningsgruppe

Ikke aktuelt.

#### 14.5. Miljøfarer

Farlig for miljøet	: Nei
Havforurensende	: Nei
Annen informasjon	: Ingen ekstra informasjon tilgjengelig.

#### 14.6. Spesielle forholdsregler for bruker

##### 14.6.1. Transport til lands

Transportkategori (ADR) : Ikke farlig.

##### 14.6.2. Transport til sjøs

IMDG-klasse : Ikke farlig.

##### 14.6.3. Lufttransport

ICAO/IATA-klasse : Ikke farlig.

##### 14.6.4. Transport på innenlands vannvei

Ingen ekstra informasjon tilgjengelig.

# Prolystica® 2X Concentrate Neutral Detergent

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 453/2010

### 14.7. Transport i store mængder i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-koden

Ikke aktuelt.

## AVSNITT 15: Informasjon om lovbestemmelser

### 15.1. Helse-, miljø- og sikkerhetsforskrifter/lovverk spesifikt for stoffet eller blandingen

#### 15.1.1. EU-forskrifter

Inneholder ingen stoffer som gjør det til en REACH-kandidat.

#### 15.1.2. Nasjonale forskrifter

Ingen ekstra informasjon tilgjengelig.

### 15.2. Kjemisk sikkerhetsvurdering

Ingen kjemisk sikkerhetsvurdering er gjennomført.

## AVSNITT 16: Annen informasjon

Revidert : 11/01/2018

Kilder til nøkkeldata : FORORDNING (EF) NR. 1272/2008 FRA EUROPAPARLAMENTET OG EUROPARÅDET den 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger, endring og tilpasning av direktivene 67/548/EØF og 1999/45/EF, og endring av Forordning (EF) nr. 1907/2006.

Ingen

Full tekst til H- og EUH-setninger:

Akutt toks. 4 (oral)	Akutt toksisitet (oral), kategori 4
Øyeskad. 1	Alvorlig skade eller irritasjon på øynene, kategori 1
Øyeirr. 2	Alvorlig skade eller irritasjon på øynene, kategori 2
Hudirrit. 2	Etsende/irriterende på hud, kategori 2
STOT SE 3	Toksitet på det spesifikke målorganet (enkeleksponering), kategori 3
H302	Farlig ved svelging
H315	Irriterer huden
H316	Gir lett hudirritasjon
H318	Gir alvorlig øyeskade
H319	Gir alvorlig øyeirritasjon
H320	Irriterer øynene
H335	Kan forårsake irritasjon av luftveiene

SDS EU (REACH vedlegg II)

Informasjonen i dette bladet er ikke en spesifisering og garanterer ikke spesifikke egenskaper. Informasjonen har til hensikt å gi generell informasjon om helse og sikkerhet, basert på kunnskap om håndtering, oppbevaring og bruk av produktet. Dette gjelder ikke ved uvanlig eller ikke-standard bruk av produktet eller der instruksjonene eller anbefalingene ikke er fulgt.