



1. Identificazione della sostanza e della società

Spor dex® Biological Indicator Ampoules for Steam

N. prodotto. NA500

N. SDS S110IT

CLASSE DI RISCHIO NFPA 704:

SALUTE: 0

INFIAMMABILITÀ: 0

REATTIVITÀ: 0

Redatto da: M. Ebers

asksteris_msds@steris.com

Data creazione: 08/28/2019

Data revisione: n.a. Data di valutazione: n.a.

STERIS Corporation, P. O. Box 147, St. Louis, MO 63166, USA

Tel. emergenze: 1-314-535-1395 (STERIS); 1-800-424-9300 (CHEMTREC)

Numero telefonico per informazioni: 1-800-548-4873 (Assistenza clienti-Prodotti medicali)

STERIS Ireland Limited, IDA Business and Technology Park, Tullamore

County Offaly, R35 X865, Ireland

N. di telefono per emergenze: +44 (0) 1895 622 639

N. di telefono per chiedere informazioni di natura tecnica/sul prodotto: +44 (0) 116 276 8636

NOME PRODOTTO:	CODICE PRODOTTO:
Spor dex® Biological Indicator Ampoules for STEAM	NA500
INFORMAZIONI PER LA SPEDIZIONE:	NESSUNA LIMITAZIONE

Manipolazione e conservazione: conservare a 0°C. Tenere lontano dagli sterilizzanti poiché potrebbero danneggiare i microrganismi contenuti nel prodotto, riducendone la funzionalità.

Smaltimento: prima dello smaltimento seguire le procedure di trattamento appropriate per i rifiuti microbiologici standard, specie non patogene, ad esempio in autoclave a vapore a 121°C per almeno 30 minuti; incenerire o adoperare altri sistemi appropriati.

Spor dex® biological indicators NON sono pericolosi secondo lo Standard per la comunicazione dei pericoli OSHA, 29 CFR 1910.1200.

Spor dex® biological indicators sono inoculati con spore di *Geobacillus stearothermophilus* per la sterilizzazione a vapore.

Le informazioni riportate in questa scheda non costituiscono una specifica e non garantiscono particolari qualità. Lo scopo di tali informazioni è fornire nozioni generali sulla salute e sulla sicurezza, in base alle nostre conoscenze relative a manipolazione, stoccaggio e utilizzo del prodotto. Le informazioni non sono applicabili a utilizzi del prodotto diversi da quelli per cui sono state fornite o nei casi in cui non vengano seguite le istruzioni o i consigli indicati.