

**1. Identification de la substance et de la société**  
**Spordex® Biological Indicator Ampoules for Steam**  
**N° de produit NA500**

N° FS S110FR

ÉVALUATION DES RISQUES NFPA 704 :  
SANTÉ : 0  
RISQUE D'INCENDIE : 0  
RÉACTIVITÉ : 0

Préparé par : M. Ebers  
[asksteris\\_msds@steris.com](mailto:asksteris_msds@steris.com)

Date de création : 08/28/2019

Date de révision : S.O. Date de relecture : S.O.

STERIS Corporation, P. O. Box 147, St. Louis, MO 63166, US  
N° de téléphone d'urgence : 1-314-535-1395 (STERIS) ; 1-800-424-9300 (CHEMTREC)  
N° de téléphone pour l'obtention d'informations : 1-800-548-4873 (Service clientèle - Produits de santé)

STERIS Ireland Limited, IDA Business and Technology Park, Tullamore  
County Offaly, R35 X865, Ireland

N° de téléphone d'urgence : +44 (0) 1895 622 639

N° de téléphone pour l'obtention d'informations techniques/produit : +44 (0) 116 276 8636

<b>NOM DU PRODUIT :</b>	<b>NUMÉRO DU PRODUIT :</b>
<b>Spordex® Biological Indicator Ampoules for STEAM</b>	<b>NA500</b>
<b>INFORMATIONS DE TRANSPORT :</b>	<b>SANS RESTRICTION</b>

**Manipulation et stockage :** conserver à 0 °C. Tenir à l'écart des agents stérilisants dans la mesure où ils peuvent blesser les micro-organismes présents dans le produit et, ce faisant, réduire la fonction de ce dernier.

**Élimination :** avant élimination, traiter comme tout autre déchet microbiologique classique non pathogène, à savoir passer à l'autoclave à la vapeur à 121 °C pendant 30 minutes au minimum, incinérer ou utiliser toute autre méthode appropriée.

Spordex® Biological Indicators ne sont PAS des produits dangereux selon la norme sur la communication des renseignements à l'égard des matières dangereuses (29 CFR 1910.1200) de l'OSHA.

Spordex® Biological Indicators sont inoculés avec des spores de *Geobacillus stearothermophilus* pour la stérilisation à la vapeur.

Les informations contenues dans cette fiche ne constituent pas une spécification et ne garantissent aucune propriété particulière. Elles visent à fournir des connaissances générales des aspects de santé et de sécurité de ce produit, fondées sur nos propres connaissances actuelles de sa manipulation, de son stockage et de son utilisation. Elles ne s'appliquent pas dans les cas d'utilisation inhabituel ou non standard du produit ou en cas de non-respect des instructions ou des recommandations fournies.