

**1. Bezeichnung des Stoffs und des Unternehmens**

**Spordex® Biological Indicator Ampoules for Steam**

**Artikel-Nr. NA500**

**SDB-Nr. S110DE**

**Erstellt von: M. Ebers**

[asksteris\\_msds@steris.com](mailto:asksteris_msds@steris.com)

**Erstellt am: 08/28/2019**

**Überarbeitet am: k.A**

*NFPA 704 GEFAHREINSTUFUNG:*

*GESUNDHEITSGEFAHR: 0*

*BRANDGEFAHR: 0*

*REAKTIONSGEFAHR: 0*

**Überprüft am: k. A.**

STERIS Corporation, P. O. Box 147, St. Louis, MO 63166, USA

Notfallauskunft: +1 (314) 535-1395 (STERIS); +1 (800) 424-9300 (CHEMTREC)

Telefonnummer für Auskünfte: +1 (800) 548-4873 (Kundendienst für medizinische Produkte)

STERIS Ireland Limited, IDA Business and Technology Park, Tullamore

County Offaly, R35 X865, Ireland

Notfallauskunft: +44 (0) 1895 622 639

Telefonnummer für Auskünfte über das Produkt/technische Informationen: +44 (0) 116 276 8636

<b>PRODUKTBEZEICHNUNG:</b>	<b>ARTIKEL-NR.:</b>
<b>Spordex® Biological Indicator Ampoules for STEAM</b>	<b>NA500</b>
<b>TRANSPORT-INFORMATIONEN:</b>	<b>KEINE BESCHRÄNKUNGEN</b>

**Handhabung und Lagerung:** Bei 0 °C lagern. Nicht in der Nähe von Sterilisationsmitteln aufbewahren, da diese die im Produkt enthaltenen Mikroorganismen schädigen und so die Funktionalität des Produkts beeinträchtigen könnten.

**Entsorgung:** Vor der Entsorgung gemäß den geltenden Vorschriften für mikrobiologischen Standardabfall als nicht pathogene Kulturen behandeln; z. B. mindestens 30 Minuten lang bei 121 °C im Dampfautoklav belassen, verbrennen oder andere geeignete Methoden anwenden.

Gemäß OSHA Hazard Communication Standard, 29 CFR 1910.1200 gelten die Spordex® Biological Indicators als NICHT gefährlich.

Spordex® Biological Indicators werden für die Dampfsterilisation mit Sporen des *Geobacillus stearothermophilus* beimpft.

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt stellen weder Spezifikationen noch Zusicherungen von Produkteigenschaften dar. Diese Angaben geben unseren derzeitigen Kenntnisstand über Handhabung, Lagerung und Verwendung des Produkts wieder und informieren über gesundheits- und sicherheitsrelevante Erfordernisse. Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt gelten nicht für ungewöhnliche oder nicht vorgesehene Verwendungen des Produkts oder bei Nichtbeachtung der Empfehlungen und Anweisungen.